

WWW.ATLANTIS-BS.EU

TOILET FRAME



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS


FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Instructions:

Please inspect all parts carefully for cracks/breaks prior to use.

Care and Maintenance:

The product should be cleaned regularly with a mild household cleaner. It can be disinfected using a normal disinfecting agent. Do not use abrasive cleaners, high-pressure washers, or scourers.

**User Instructions:**

1. Make sure all legs are adjusted to the same height. Snap buttons must fully protrude through the adjustment hole of each leg extension to ensure a positive lock.
2. Check to ensure that the product is in perfect condition before every use.
3. Do not exceed the stated maximum weight for persons using the device.
4. Check the product regularly for stability and ensure that the screws remain fastened tightly.
5. The product should not be stored or placed outdoors.
6. When in use, do not lean too far forward, and do not make any vigorous, jerky movements.


FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Instructies:

Controleer alle onderdelen nauwkeurig op scheuren/ breuken vóór gebruik.

Verzorging en onderhoud:

Reinig het frame regelmatig met een mild sopje. Het frame kan gedesinfecteerd worden met een normaal desinfecteermiddel. Gebruik geen schuurmiddel, hoge drukreinigers en schuurspunzen.

**Veiligheidsinstructies:**


1. Controleer of alle poten op gelijke hoogte zijn ingesteld. Verstelknoppen moeten volledig door het verstelgat van elke uitschuifbare poot uitsteken om een positieve vergrendeling te garanderen.
2. Controleer vóór ieder gebruik de status van het frame.
3. Overschrijd het maximum gebruikersgewicht niet.
4. Controleer het frame regelmatig op stabiliteit en zorg dat de schroeven stevig aangedraaid zijn.
5. Het frame niet buiten opbergen of buiten laten staan.
6. Leun bij gebruik niet te ver naar voren en maak geen krachtige en schokkerige bewegingen.

Instructions:

Avant l'utilisation, veuillez contrôler toutes les pièces quant à l'absence de fissures/cassures.

Nettoyage et entretien:

Nettoyez régulièrement le cadre avec de l'eau légèrement savonneuse. Le cadre peut être désinfecté avec un désinfectant habituel. N'utilisez pas de produit abrasif ni de nettoyeur haute pression ou d'éponges à récurer.

**Consignes de sécurité:**


1. Veillez à ce que tous les pieds soient réglés à la même hauteur. Le bouton doit être entièrement sorti du trou pour chaque pied afin que tous les pieds soient solidement verrouillés.
2. Avant chaque utilisation, contrôlez l'état du cadre.
3. Ne dépassez pas le poids maximum utilisateur.
4. Contrôlez régulièrement la stabilité du cadre et veillez à ce que les vis soient bien serrées.
5. Ne pas ranger ni laisser le cadre à l'extérieur.
6. Lors de l'utilisation, ne vous penchez pas trop en avant et ne faites pas non plus de mouvements forts ou saccadés.

Anleitung:

Bitte überprüfen Sie alle Teile sorgfältig auf Risse/Brüche vor dem Gebrauch.

Pflege und Wartung:

Reinigen Sie den Rahmen regelmäßig mit milder Seifenlauge. Der Rahmen kann mit einem Standard-Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Hochdruckreiniger und Scheuerschwämme.

**Sicherheitshinweise:**


1. Stellen Sie sicher, dass alle Beine auf gleicher Höhe eingestellt sind. Druckknöpfe müssen vollständig durch das Einstelloch jedes Beinauslegers herausragen, um einen Formschluss zu gewährleisten.
2. Vor jedem Gebrauch den Status des Rahmens prüfen.
3. Das maximale Benutzergewicht nicht überschreiten.
4. Überprüfen Sie den Rahmen regelmäßig auf Stabilität und stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.
5. Den Rahmen nicht im Freien aufbewahren oder draußen stehen lassen.
6. Bei der Benutzung sollten Sie sich nicht zu weit vorbeugen und machen Sie keine kräftigen und ruckartigen Bewegungen.

Instrucciones:

Por favor revise todos los elementos en busca de posibles grietas/roturas antes de usarlos.

Mantenimiento:

El producto se debe limpiar con regularidad con un detergente suave. Se puede desinfectar utilizando un desinfectante normal. No utilizar limpiadores abrasivos, limpiador de alta presión ni estropajos.

**Instrucciones de seguridad:**

1. Asegúrese de que las patas están ajustadas a la misma altura. Los botones de ajuste de altura deben sobresalir totalmente a través del orificio de ajuste de cada extensión de la pata.
2. Verifique para asegurarse de que el producto está en perfecto estado antes de cada uso.
3. No exceda el peso máximo del usuario.
4. Compruebe periódicamente la estabilidad del producto y asegurar que los tornillos se quedan fijados firmemente.
5. El producto no debe ser almacenado o colocado al aire libre.
6. Cuando está en uso, no se incline demasiado hacia delante, y no hacer movimientos bruscos o espasmódicos vigorosas.


FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Instruções:

Antes de utilizar, por favor inspecione todos os elementos cuidadosamente, verificando que o equipamento não tem rachas nem fraturas.

Cuidados e manutenção:

O equipamento deve ser limpo periodicamente com um produto de limpeza suave. Pode ser desinfetado utilizando um agente de desinfecção normal. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos, nem equipamentos de limpeza de alta pressão ou esfregões.

**Instruções de segurança:**

1. Verificar que todas as pernas estão reguladas para a mesma altura. Os botões de encaixe têm de ficar totalmente saídos através do orifício de regulação da extensão de cada perna para garantir que cada perna fica devidamente trancada.
2. Verificar se o produto se encontra em estado perfeito de funcionamento antes de cada utilização.
3. Não exceder o peso máximo indicado para as pessoas que utilizam o dispositivo.
4. Inspeccionar o produto periodicamente para confirmar a estabilidade e verificar que os parafusos estão devidamente apertados.
5. O produto não deve ser colocado nem armazenado no exterior.
6. Quando estiver a utilizar este equipamento, o utilizador não deve inclinar-se demasiadamente para a frente, nem fazer movimentos repentinos e vigorosos.

WWW.ATLANTIS-BS.EU



ATLANTIS

BATHROOMSOLUTIONS



Distributed by:

ABLE2 EUROPE BV
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

ABLE2 UK
www.able2.eu

ABLE2 SPAIN
www.able2.es



VALENTINE INTERNATIONAL Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



Y. SUNG
HANDELSVERTRETUNG
Duesselthaler Str. 24
40211 Duesseldorf
Germany



MADE IN TAIWAN

Able2