

WWW.ATLANTIS-BS.EU


BATH TUB GRAB BAR



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

- A Small Bracket
- B Handle
- C Tightening knob
- D Bathtub



Usage:

This product is to be used as an aid of balance and support when stepping in and out of the tub. This product is NOT designed to support the total weight of the user. When stepping in or out of the bath tub, hold the tub bar firmly and apply downward force onto the top of the bar.

DO NOT pull or push the tub bar in a sideways motion, this will loosen the tub bar from the tub and may cause injury. DO NOT use the tub bar with lipped style bath tubs. DO NOT over tighten horizontal bolts. This may cause damage to the tub bar and/or the bath tub.

Maximum user weight 100 kg

Mounting:


The bracket (A) should be on the inside of bath tub and the knob (C) on the outside of bathtub.

1. Thoroughly clean area of bath tub where tub bar is to be attached.
2. Unscrew the tightening knob (C) so that sufficient space is created to mount the bracket on the outside of the bath.
3. Lower the tub bar onto the area of bath tub (D) so that the tightening knob (C) is outside the bath tub.
4. Tighten the knob (C) so that the tub bar is securely fastened to the bath tub.

Maintenance:

Clean with mild detergent and water or antibacterial cleaner. Do not use abrasive cleaners or cloths. Dry thoroughly after each use. Periodically check for tightness. Regularly apply a silicone lubricant to screw thread of the tightening knob to prevent rust.

- A Bevestigingsplaat
- B Handgreep
- C Schroefdoop
- D Bad



Gebruik:

Dit product biedt steun bij het in bad of uit bad gaan. U kunt NIET met uw volle gewicht op de badrandbeugel steunen. Pak de badrandbeugel stevig vast bij het in of uit bad gaan en oefen neerwaartse kracht uit op de bovenkant van de beugel.

Oefen GEEN zijwaartse kracht uit op de badrandbeugel. Hiermee kan de beugel losraken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Gebruik de badrandbeugel NIET op baden met een overstekende badrand. Draai de knop niet te strak aan. Dit kan de badrandbeugel en/of het bad beschadigen.

Maximaal gebruikersgewicht 100 kg.

Montage:


De bevestigingsplaat (A) hoort aan de binnenkant van het bad en schroefdoop (C) aan de buitenkant van het bad.

1. Maak het gebied waar de beugel vastgemaakt wordt goed schoon.
2. Draai schroefdoop (C) los zodat er voldoende ruimte ontstaat om de badrandbeugel over de badrand te plaatsen.
3. Plaats de badrandbeugel op de badrand (D). Let op dat schroefdoop (C) aan de buitenkant van het bad zit.
4. Draai schroefdoop (C) goed vast zodat de badrandbeugel stevig aan de badrand bevestigd is.

Onderhoud:

Gebruik een mild sopje of antibacterieel schoonmaakmiddel om de badrandbeugel schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes. Grondig afdrogen na ieder gebruik. Controleer de badrandbeugel regelmatig op stevigheid. Smeer de schroefdraad van de schroefdoop regelmatig in met een siliconen smeermiddel om roest te voorkomen.

- A Plaque de fixation
- B Poignée
- C Bouchon à vis
- D Bord de la baignoire

**Utilisation:**

Ce produit sert de support pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire. Vous NE pouvez PAS vous appuyer sur la barre de tout votre poids. Tenez-vous bien à la barre d'appui lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire et exercez une pression vers le bas sur la partie supérieure de la barre.

N'exercez PAS de pression horizontale sur la barre d'appui. Cela pourrait entraîner le détachement de la barre et créer des situations dangereuses. N'utilisez PAS la barre d'appui sur des baignoires à rebord. Ne serrez pas TROP le bouchon à vis. Ceci pourrait endommager la barre d'appui et/ou la baignoire.

Charge maximale 100 kg.

Montage:


La plaque de fixation (A) avec crochet doit être placée à l'intérieur de la baignoire et le bouchon à vis (C) à l'extérieur de la baignoire.

1. Nettoyez soigneusement la partie où sera fixée la barre d'appui.
2. Dévissez le bouchon à vis (C) de manière à pouvoir fixer la barre d'appui sur le bord de la baignoire!
3. Placez la barre d'appui sur le bord de la baignoire (D). Veillez à ce que le bouchon à vis (C) se trouve à l'extérieur de la baignoire.
4. Vissez bien le bouchon (C) sur le bord de la baignoire, afin de fixer solidement la barre d'appui.

Entretien:

Utilisez de l'eau légèrement savonnée ou un produit de nettoyage antibactérien pour nettoyer la barre d'appui. N'utilisez pas d'abrasifs ou d'éponges à récurer. Séchez bien après chaque utilisation. Contrôlez régulièrement la solidité de la barre d'appui. Appliquez régulièrement un abrasif en silicone sur le filetage du bouchon afin d'éviter qu'il rouille.

- A kleiner Bügel
- B Handgriff
- C Anziehkнопf
- D Badewanne

**Gebrauch:**

Dieses Produkt dient als Halter und Unterstützung des Gleichgewichts beim Ein- und Aussteigen in die Badewanne. Dieses Produkt ist NICHT dafür gedacht, um das ganze Gewicht des Benutzers zu tragen. Wenn Sie in oder aus der Wanne steigen, halten Sie sich sicher am Griff fest und üben Sie auf der Oberseite des Griffs Kraft aus.

NICHT mit seitlichen Bewegungen am Griff ziehen oder drücken. Dies wird den Griff von der Wanne lösen und kann Personenschaden verursachen. Den Griff NICHT auf Badewannen mit hinausragender Lippe verwenden. Die horizontalen Bolzen NICHT zu fest anziehen. Dies kann Schäden am Griff und/oder an der Badewanne verursachen.

Maximale Benutzergewicht 100 kg.

Montage:


Der kleine Bügel (A) sitzt an der Innenseite der Wanne und der Anziehkнопf (C) sitzt an der Aussenseite der Wanne

1. Den Bereich der Badewanne, wo die Greifstange montiert werden soll, gründlich reinigen.
2. Den Anziehkнопf losschrauben, so dass genügend Platz entsteht, um die Greifstange über den Wannenrand anzubringen.
3. Den Badegriff auf den Rand der Wanne (D) herunterlassen, so dass sich der Anziehkнопf (C) ausserhalb der Wanne befindet.
4. Knopf (C) festdrehen, so dass die Greifstange sicher an der Badewanne befestigt ist.

Wartung:

Reinigen mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser oder antibakteriellem Reiniger. Keine Scheuermittel oder Schmirgeltücher gebrauchen. Nach jeder Benutzung gründlich abtrocknen. Regelmässig auf festen Sitz prüfen. Verwenden Sie ein Silikonschmiermittel auf dem Gewinde der Anziehschraube, um Rost vorzubeugen.

- A Pequeño soporte
- B Mango
- C Perrilla de apriete
- D Bañera

**Uso:**

Este producto es para ser usado como una ayuda a equilibrar y apoyar la entrada y salida de la bañera. Este producto no está diseñado para soportar todo el peso del usuario. Para entrar y salir de la bañera agarrar firmemente la barra y aplicar fuerza a la parte superior de la barra hacia abajo.

NO empujar o tirar de la barra a un lado, se soltará la barra y puede causar lesiones. NO use los baños de barras lipped. No apriete demasiado los tornillos horizontales. Esto puede causar daños en el bar y / o bañera.

Peso máximo de usuario 100 kg.

Montaje:


El soporte (A) debe estar en el interior de la bañera y el mando (C) en el exterior de la bañera.

1. Limpie bien la zona de la bañera, donde se fija la barra.
2. Afloje la perilla para que apriete suficiente espacio para montar el soporte en la parte exterior de la bañera.
3. Bajar la barra hasta cerca de la bañera (D) con el fin de convertirse en el mango es parte de la bañera.
4. Apriete el mando (C) a la barra así que está bien sujeto a la bañera.

Mantenimiento:

Limpiar con un detergente suave y agua o un producto antibacteriano. No utilice esponjas o productos abrasivos. Verificar periódicamente si todo está apretado. Aplicar lubricante regularmente silicona en el mango para evitar que se oxiden.

- A Suporte pequeno
- B Pega
- C Maçaneta de apertar
- D Banheira

**Uso:**

Este produto é para se usado como ajuda ao equilíbrio e suporte aquando da entrada e saída da banheira. Este produto NÃO é desenhado para suportar todo o peso do utilizador. Ao entrar e sair da banheira agarre firmemente a barra e aplique força no topo d barra de forma descendente.

NÃO empurre ou puxe a barra para os lados, isto soltará a barra e pode causar lesões. NÃO use a barra em banheiras labiadas. NÃO aperte demasiado os parafusos horizontais. Isso pode causar danos à barra e/ ou à banheira.

Peso máximo do utilizador 100 kg.

Montagem:

O suporte (A) deverá estar na parte de dentro da banheira e o manípulo (C) na parte de fora da banheira.

1. Limpe cuidadosamente a área da banheira onde a barra será fixada.
2. Desaperte o manípulo de apertar para te espaço suficiente para montar o suporte na parte de fora da banheira.
3. Baixe a barra até perto da banheira (D) para assim o manípulo ficar da parte de fora da banheira.
4. Aperte o manípulo (C) para assim a barra ficar seguramente presa à banheira.

Manutenção:

Limpar com detergente neutro e água ou com produto antibacteriano. Não usar panos ou produtos abrasivos. Verificar periodicamente se está tudo bem apertado. Aplique regularmente lubrificante de silicone no manípulo para evitar a ferrugem.

WWW.ATLANTIS-BS.EU



ATLANTIS

BATHROOMSOLUTIONS

Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd. www.able2.uk
Able2 Iberia S.L. www.able2.es



MADE IN
CHINA



Ningbo Shenyu Medical Equipment Co.,Ltd.
NO.1318 West of Tanjialing Road, Yuyao City
Zhejiang Province, China



Sungo Europe B.V.
Olympisch stadion 24
1076 DE Amsterdam
The Netherlands



Able2