



Drempelhulp - Set 4 Montagehandleiding

Threshold Ramp - Set 4 Assembly manual


Schwellenrampe - Set 4 Montageanleitung

Rampe de seuil - Set 4 Manuel de montage

Rampa - Serie 4 Istruzioni di montaggio

Rampa salvaescalón - Juego 4 Manual de montaje

Rampa para degrau de entrada - Conjunto 4 Manual de montagem





2 - 9 Drempehulp - Set 4: Montagehandleiding

10 - 17 Threshold Ramp - Set 4: Assembly manual

18 - 25 Schwellenrampe - Set 4: Montageanleitung


26 - 33 Rampe de seuil - Set 4: Manuel de montage

34 - 41 Rampa - Serie 4: Istruzioni di montaggio

42 - 49 Rampa salvaescalón - Juego 4: Manual de montaje

50 - 57 Rampa para degrau de entrada - Conjunto 4: Manual de montagem

Drempelhulp - Set 4 Montagehandleiding



Benodigd gereedschap:




Eventueel aangevuld met een (schroef) boormachine.

Meegeleverd montagemateriaal:




Bevestigingsmateriaal, 1 slagplaatje en 3 laminaatvoeten.

Doos inhoud



onderdeel	nummer	aantal	artikel nummer
Pastegel heel 4x3	nr. 13	3	8026.100.09
Pastegel half 2x3	nr. 14	1	8026.100.10
Connector 4x1	nr. 10	3	8026.100.11
Connector 2x1	nr. 11	1	8026.100.13
Connector 2x2	nr. 12	3	8026.100.12
Ramp heel	nr. 5	9	8026.100.06
Ramp half	nr. 7	3	8026.100.07
Tegel kwart	nr. 6	2	8026.100.05
Tegel half	nr. 3	3	8026.100.03
Vultegel half	nr. 4	5	8026.100.04
Vultegel heel	nr. 2	6	8026.100.02

Optionele accessoires, niet in de doos





Vuldop grijs		14	8025.010.02
Vuldop bruin		14	8025.010.03
Antislip doppen		14	8025.010.01

Montage drempelhulp


Lees de handleiding eerst goed door voordat u gaat monteren.

A Leg de kunststof onderdelen op een vlakke ondergrond.




B Indien u de drempelhulp wil bevestigen op steen dient u de drie meegeleverde grote ringen te plaatsen op de onderste laag.


1 Plaats het eerste deel van laag 2 op laag 1.




2 Met een stevige klap van de hamer (altijd het slagplaatje gebruiken) slaat u de eerste klikker vast. Houd daarbij de aangegeven richting aan en de hamer in de juiste richting.




4 Bevestig alle delen van de 1e rij.




5 Ga door met de 2e rij.



6 Het eindresultaat van de drie samengestelde lagen.



C Bepaal nu of u eventueel de hoogte moet aanpassen.



Bepaal of de pastegel aangepast moet worden om de juiste hoogte te krijgen.

Bij gebruik volledige pastegel:
Volledige max. hoogte van de set.



Bij gebruik $\frac{2}{3}$ pastegel:
Volledige hoogte minus 5mm.



Bij gebruik $\frac{1}{3}$ pastegel:
Volledige hoogte minus 10mm.



Plaats de halve pastegel dwars op een tegeldeel. Met een stevige klap van de hamer (gebruik altijd het slagplaatje) slaat u deze vast. Bepaal waar u, aan de hand van de best passende hoogte, de pastegel eventueel dient in te korten. In de tegel zijn daarvoor aanwezige snijlijnen aangebracht.





Verwijder de halve pastegel met de meegeleverde connector schuin en kort alle pastegels in op de juiste maat.




Bevestiging op steen

Indien u de drempelhelp wil bevestigen op steen/hout dient u eerst alle connectoren aan te brengen: Plaats de connectoren vierkant & langwerpig zoals op onderstaande afbeelding. U kunt deze connectoren met de hand erop drukken maar ook door het zwarte kunststof slagplaatje te plaatsen op de connector klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond. In combinatie met de (rubber)hamer dient u altijd het slagplaatje te gebruiken.



1 Bepaal de montage gaten en teken af.




2 Boor (steen 6 mm) en plaats de pluggen.




3 Bevestig nu de drempelhelp m.b.v. van de meegeleverde lange schroeven aan de ondergrond.




4 Plaats als laatste de (eventueel) op maat gemaakte pastegels.



5 Met een stevige klap van de hamer op het slagplaatje, slaat u de eerste klikker vast. Slaan in de richting zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.











6 Ga door tot alle pastegels bevestigd zijn.








Bevestiging op een glatte ondervloer

Stel de drempelhulp samen zoals in de eerder beschreven stappen:



Het bevestigen van de drempelhulp op een glatte ondervloer (zoals bijvoorbeeld laminaat, of glatte tegels) kan met de meegeleverde vlakke klikvoeten. Plaats de klikvoeten en voorziet ze van de meegeleverde dubbelzijdige tape. Verwijder de schutlaag.



Reinig / ontvet de ondergrond grondig. Plaats nu de SecuCare drempelhulp op de juiste plek, stevig aandrukken.

Tip: voor bevestiging op een niet glatte stenen ondervloer kunt u eventueel de klikvoeten vastzetten met de meegeleverde schroeven en pluggen.



Bevestiging aan een opstaande verhoging of drempel

Bepaal waar de 3 (korte) bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbereide uitsparingen uit.



Bepaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.

Teken af op de opstaande rand/drempel, boor voor en bevestig de schroef en ring. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempel en de ring passen.



Plaats nu de drempelhulp over de schroef/ring.



Tip: De SecuCare drempelhulp is eventueel demonteerbaar. U kunt de lagen los halen van elkaar door gebruik te maken van de aanwezige schuine connector. Doe dit met beleid, gebruik geen ander soort gereedschap, daarmee kunt u de drempelhulp beschadigen.



Disclaimer en garantie voorwaarden - SecuCare drempelhulp

Versie 3.0 januari 2016

Belangrijk

- Lees zorgvuldig de montage instructie en disclaimer door.
- Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond.
- Pas op voor uitglijden in bepaalde weersomstandigheden. Strooi zout in geval van ijzel of gebruik het systeem dan niet.
- Zorg ervoor dat dit systeem geen gevaar/hinder veroorzaakt (bijv. in een woning galerij).
- De omgeving dient voldoende verlicht te zijn zodat het systeem goed zichtbaar is, speciaal in een publieke omgeving en voor mensen met een zichtbeperking

Algemene bepalingen

- Plaatsing en gebruik van de drempelhulp geschiedt op eigen risico.
- De drempelhulp is uitsluitend ontworpen voor, en geschikt voor, gebruik door personen van gemiddeld gewicht te voet, met een rollator of in een rolstoel, en derhalve voor geen enkele andere toepassing.
- De ondergrond waarop de drempelhulp wordt gemonteerd, dient vlak en stabiel en solide te zijn.
- Het systeem nooit gebruiken in de buurt van, of in combinatie met, ontvlambare materialen. Het systeem is in dat geval ook niet geschikt voor vlucht routes.
- De hellingshoek van de drempelhulp dient zo klein mogelijk te zijn. Indien de situatie ter plekke dwingt tot een steile hoek, dient de gebruiker(s) gedurig hulp geboden te worden bij gebruik van de drempelhulp.
- Indien verzagen van de drempelhulp plaatsheeft, dienen voldoende beschermende middelen (veiligheidsbril, oorbeschermers e.d.) te worden gedragen.
- Kleine onderdelen van de drempelhulp dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden, om inslikken etc. te voorkomen.
- Bij gebruik van naaldhakken wordt dringend aanbevolen het systeem uit te rusten met los leverbare anti slip doppen (art. nr 8025.010.01, 14 stuks). Hierdoor ontstaat een vlak geheel (n.v.t. bij set 1).
- Na montage en daarna van tijd tot tijd, dient te worden gecontroleerd of de drempelhulp in de situatie ter plekke stevig genoeg is voor normaal gebruik.
- De omgeving van het drempelsysteem dient gedurig voldoende verlicht te zijn, waardoor de drempelhulp goed zichtbaar is voor anderen, voor wie de drempelhulp immers een obstakel kan zijn; voor gebruik van de drempelhulp op galerijen is een drempelsysteem verkrijgbaar met schuine zijkant.
- Afhankelijk van de hoogte van het systeem is een geleide-rail (die ongelukken voorkomt) aan weerszijden van het systeem aan te raden/verplicht. Controleer uw lokale wetgeving hierop of neem contact op met uw leverancier of Secu voor meer informatie.
- Lokale regels voor het kenbaar maken van de drempelhulp dienen te worden nagekomen. In geval van gladheid van de drempelhulp, bijvoorbeeld door weersomstandigheden doch niet beperkt daartoe, dienen passende maatregelen tegen uitglijden door die gladheid genomen te worden waarbij bijvoorbeeld de drempelhulp tijdelijk kan worden verwijderd.
- Bij twijfel door de consument over enig aspect van montage of gebruik van de drempelhulp dient onverwijld contact op te worden genomen met de leverancier van de drempelhulp, van wie de consument dat heeft betrokken.

Onderhoud

- Van tijd tot tijd dient de stevigheid van de drempelhulp en van de onderlinge verbindingen te worden gecontroleerd.
- De drempelhulp en de ondergrond dient gedurig schoon te worden gehouden. Elke soort schoonmaakmiddel en zelfs een autoclaaf kan gebruikt worden ter reiniging van de drempelhulp.
- Eventueel grof vuil kan worden verwijderd met een borstel en daarna dient de drempelhulp afgespoeld te worden met water.

Garantie

Voor inroeping van garantie op de drempelhulp is overlegging van het bewijs van aankoop van de drempelhulp voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of productnaam, vereist. Garantie wordt gegeven voor de duur van vijf jaar gerekend vanaf de datum van aankoop van de drempelhulp door de consument. De garantie geldt uitsluitend aangaande eventuele productiefouten van de in de drempelhulp gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt uitsluitend tot een aanspraak op kostenloze levering door Secu aan de consument van een vervangend drempelsysteem; Secu is niet gehouden tot enige andere prestatie. Secu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige zaakschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage van de drempelhulp en/of tijdens gebruik van de drempelhulp; enige aansprakelijkheid welke desondanks voor rekening van Secu komt, is beperkt tot het bedrag dat in het bewuste geval wordt uitgekeerd door Secu's aansprakelijkheidsverzekeraar.

De garantie vervalt met onmiddellijke ingang door:


- Montage die niet conform is aan de bij de drempelhulp geleverde montageinstructie resp. geschiedt met ander dan het meegeleverde montage materiaal;
- Verkeerd, oneigenlijk of te zwaar belastend gebruik (max. belasting 850 kg/m²) van de drempelhulp;
- Opzettelijke of door verwaarlozing van de drempelhulp ontstane beschadigingen;
- Bij toepassing van de drempelhulp op een oneffen en/of instabiele en/of onvoldoende solide ondergrond;
- Beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, door verkeerd onderhoud of door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- Invloed van chemische/elektrochemische stoffen en/of invloed van elektriciteit;

Wijzigingen voorbehouden

SecuCare is een merk van **SECUPRODUCTS BV**
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl



Threshold Ramp – Set 4 Assembly manual



Required tools:




Possibly supplemented by a (screw) drill.

Mounting materials supplied:



Fastening materials, 1 strike plate and 3 laminate feet.

Box contents



part	number	quantity	article number
Fitting plate, whole 4x3	no. 13	3	8026.100.09
Fitting plate, half 2x3	no. 14	1	8026.100.10
Connector 4x1	no. 10	3	8026.100.11
Connector 2x1	no. 11	1	8026.100.13
Connector 2x2	no. 12	3	8026.100.12
Ramp, whole	no. 5	9	8026.100.06
Ramp, half	no. 7	3	8026.100.07
Tile, quarter	no. 6	2	8026.100.05
Tile, half	no. 3	3	8026.100.03
Filling plate, half	no. 4	5	8026.100.04
Filling plate, whole	no. 2	6	8026.100.02



Optional accessories, not in the box

	Filler cap, grey		14	8025.010.02
	Filler cap, brown		14	8025.010.03
	Anti-skid caps		14	8025.010.01

Assembly of Threshold Ramp


Carefully read the manual before starting the assembly.

A Place the plastic parts on a flat surface.



B If you want to attach the Threshold Ramp to stone, you must place the three supplied large washers on the bottom layer.


1 Place the first part of layer 2 onto layer 1.




2 You can attach the first click connector with a firm tap of the hammer (always use the strike plate). Use the indicated direction and hold the hammer in the right position.




4 Attach all the parts of the 1st row.




5 Continue with the 2nd row.



6 The end result of the two assembled layers.



C Now determine if you will have to adjust the height.



Determine if the fitting plate will have to be modified to achieve the correct height.

When using a full fitting plate: full max. height of the set.



When using $\frac{2}{3}$ of the fitting plate: full height minus 5mm.



When using $\frac{1}{3}$ of the fitting plate: full height minus 10mm.



Rotate the half-size fitting plate 90 degrees and place it onto a plate part. Attach it with a firm tap of the hammer (always use the strike plate). Determine where you may have to shorten the fitting plate based on the best fitting height. Cutting lines are present on the plate for this.




Remove the half-size fitting plate using the supplied sloping connector and cut all fitting plates to the correct size.




Attaching to stone

If you want to attach the Threshold Ramp to stone/wood, you must first attach all the connectors: Place the connectors, square & rectangular, as depicted in the picture below. You can push these connectors in place with your hand, but you can also place the black plastic strike plate on the connector click connection and tap it in place with a hammer. Make sure the surface underneath is solid and flat. In combination with the (rubber) hammer, you must always use the strike plate.





1 Determine the mounting holes and mark them out.



3 Now attach the Threshold Ramp to the surface using the supplied long screws.




5 You can attach the first click connector with a firm tap of the hammer on the strike plate. Tap in the direction indicated in the picture below.




2 Drill (stone 6 mm) and place the plugs.



4 Finally, place the fitting plates that were (possibly) cut to size.




6 Continue until all the fitting plates have been attached.




Attaching to a slippery surface

Assemble the Threshold Ramp as described in the previous steps:



The Threshold Ramp can be attached to a slippery surface (e.g. laminate or slippery tiles) using the supplied flat click feet. Place the click feet and attach the supplied double-sided tape to them. Remove the release liner.



Thoroughly clean / degrease the surface. Now place the SecuCare Threshold Ramp in the right location, push it down firmly.

Tip: when attaching the aid to a non-slippery stone surface, you can also secure the click feet using the supplied screw and plugs.



Attaching to a raised edge or doorstep

Determine where the 3 (short) fastening screws will have to go and cut out the prepared openings.



Use the openings made to determine where the screws are to be mounted, height 10mm from the floor.

Mark the location on the raised edge/doorstep, pre-drill and fasten the screw and washer. Do not fully tighten the screw; the openings must fit between the edge/doorstep and the washer.



Now place the Threshold Ramp over the screw/washer.



Tip: The SecuCare Threshold Ramp system can be disassembled if required. You can detach the layers by using the sloping connector provided. Do this carefully and do not use any other kinds of tools, as you may damage the Threshold Ramp with those.



Disclaimer and warranty conditions – SecuCare Threshold Ramp

Version 3.0 January 2016

Important

- Carefully read the assembly instructions and disclaimer.
- Make sure the surface underneath is solid and flat.
- Be careful not to slip in certain weather conditions. Grit the area in case of freezing rain or do not use the system under such circumstances.
- Make sure that this system does not cause any danger/hindrance (e.g. in a communal walkway).
- The surrounding area must be sufficiently illuminated to ensure that the system is clearly visible, especially in a public place and for people with a visual disability

General provisions

- The Threshold Ramp is installed and used at your own risk.
- The Threshold Ramp is only designed for and suitable for use by persons of an average weight on foot, with a rollator or in a wheelchair, and therefore not for any other application.
- The surface on which the Threshold Ramp is mounted must be flat, stable and solid.
- Never use the system in the vicinity of or in combination with flammable materials. In that case, the system is not suitable for escape routes either.
- The angle of the Threshold Ramp must be as low as possible. If the local situation requires a steep angle, the user(s) must be constantly assisted when using the Threshold Ramp.
- When cutting the Threshold Ramp, adequate protective equipment (safety glasses, ear protection, etc.) must be worn.
- Small parts of the Threshold Ramp must be kept out of reach of children to prevent swallowing, etc.
- When using high heels, it is highly recommended to fit separately available anti-skid caps to the system (art. no. 8025.010.01, 14 pcs). This creates a flat surface (not applicable to set 1).
- After assembly and from time to time afterwards, the Threshold Ramp must be checked to see if it is sturdy enough for normal use in the local situation.
- The area around the doorstep system must be sufficiently illuminated all the time, making the Threshold Ramp clearly visible to others, for whom the Threshold Ramp can be an obstacle after all; for use of the Threshold Ramp in communal walkways, a doorstep system with a sloping side is available.
- Depending on the height of the system, having guide rails (preventing accidents) on both sides of the system is recommended/mandatory. Check your local legislation for this or contact your supplier or Secu for more information.
- Local rules for identifying the Threshold Ramp must be observed. If the Threshold Ramp is slippery, e.g. due to weather conditions, but not limited to this, suitable measures against slipping due to this slipperiness must be taken, whereby the Threshold Ramp can be temporarily removed, for example.
- When in doubt about any aspect of the assembly or use of the Threshold Ramp, the consumer should immediately contact the supplier of the Threshold Ramp from which the consumer purchased it.

Maintenance

- From time to time, the sturdiness of the Threshold Ramp and the individual connections must be checked.
- The Threshold Ramp and the surface underneath must be kept clean at all times. Any type of cleaning product, even an autoclave, can be used to clean the Threshold Ramp.

- Any coarse dirt can be removed with a brush, after which the Threshold Ramp must be rinsed with water.

Warranty

Any warranty claims on the Threshold Ramp require proof of purchase of the Threshold Ramp to be produced, stating the purchase date and product description or product name. Warranty is provided for a period of five years, starting on the date on which the consumer purchased the Threshold Ramp. The warranty only applies to any production errors of the materials used in the Threshold Ramp. A well-founded warranty claim shall only result in the consumer being eligible for Secu supplying a replacement doorstep system free of charge; Secu is not obliged to provide anything else. Secu does not accept any liability whatsoever for any personal injury or any material damage or any consequential loss that occurs during assembly of the Threshold Ramp and/or during use of the Threshold Ramp; any liability to which Secu may be subject despite this is limited to the amount paid by Secu's liability insurer in the relevant case.

The warranty expires immediately if:


- assembly does not meet the assembly instructions supplied with the Threshold Ramp or is performed with materials other than the supplied mounting materials;
- the Threshold Ramp is used incorrectly, improperly or with excessive loads (max. load 850 kg/m²);
- damage is caused to the Threshold Ramp deliberately or through neglect;
- the Threshold Ramp is used on an uneven and/or unstable and/or insufficiently solid surface;
- any damage is caused by a lack of maintenance, by incorrect maintenance or by using the wrong cleaning products (see cleaning recommendation);
- effects of chemical/electrochemical substances and/or effects of electricity occur.

Subject to change

SecuCare is a trademark of **SECUPRODUCTS BV**
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl



Schwellenrampe - Set 4 Montageanleitung



Benötigtes Werkzeug:




Eventuell zusätzlich eine (Schraub-) Bohrmaschine.

Mitgeliefertes Befestigungsmaterial:



Befestigungsmaterial, 1 Schlagplatte und 3 Laminatstützen.

Inhalt der Verpackung



Zubehörteil	Nummer	Anzahl	Artikel nummer
Aufsatzstück komplett 4x3	no. 13	3	8026.100.09
Aufsatzstück halb 2x3	no. 14	1	8026.100.10
Verbindungsstück 4x1	no. 10	3	8026.100.11
Verbindungsstück 2x1	no. 11	1	8026.100.13
Verbindungsstück 2x2	no. 12	3	8026.100.12
Schwelle komplett	no. 5	9	8026.100.06
Schwelle halb	no. 7	3	8026.100.07
Schwellenstück viertel	no. 6	2	8026.100.05
Schwellenstück halb	no. 3	3	8026.100.03
Ergänzungsstück halb	no. 4	5	8026.100.04
Ergänzungsstück komplett	no. 2	6	8026.100.02



Optionales Zubehör, nicht in der Verpackung enthalten

	Abdeckkappen grau		14	8025.010.02
	Abdeckkappen braun		14	8025.010.03
	Antirutsch- Kappen		14	8025.010.01

Befestigung der Schwellenrampe


Lesen Sie die Anleitung vor der Montage bitte sorgfältig durch.

A Legen Sie die Kunststoffteile auf einen flachen Untergrund.




B Wenn Sie die Schwellenrampe auf einem Steinfußboden befestigen möchten, legen Sie die drei mitgelieferten großen Scheiben auf die untere Ebene.


1 Legen Sie das erste Element der zweiten Ebene auf die erste Ebene auf.




2 Schlagen Sie die erste Klickverbindung mit einem kräftigen Hammerschlag fest (benutzen Sie dabei unbedingt die Schlagplatte). Schlagen Sie dabei immer in der angegebenen Richtung und halten Sie den Hammer in der angegebenen Position fest.




4 Befestigen Sie alle Elemente der ersten Ebene.




5 Fahren Sie mit der zweiten Ebene fort.



6 Das Endergebnis der beiden zusammengesetzten Ebenen.



C Prüfen Sie nun, ob die Höhe eventuell angepasst werden muss.



Prüfen Sie, ob das Aufsatzstück angepasst werden muss, um die gewünschte Höhe zu erzielen.

Bei Einsatz eines kompletten Aufsatzstücks: Maximale Gesamthöhe des Sets.



Bei Einsatz eines $\frac{2}{3}$ Aufsatzstücks: Gesamthöhe minus 5 mm.



Bei Einsatz eines $\frac{1}{3}$ Aufsatzstücks: Gesamthöhe minus 10 mm.



Legen Sie ein halbes Aufsatzstück quer auf das Schwellenstück auf. Schlagen Sie das Aufsatzstück mit einem kräftigen Hammerschlag fest (benutzen Sie dabei unbedingt die Schlagplatte). Bestimmen Sie anhand der gewünschten Höhe die Stelle, an der das Aufsatzstück verkürzt werden soll. Das Aufsatzstück ist dazu mit entsprechenden Einkerbungen versehen.




Entfernen Sie das halbe Aufsatzstück mithilfe des mitgelieferten, schräg angelegten Verbindungsstücks und schneiden Sie alle Aufsatzstücke in der gewünschten Höhe ab.




Befestigung auf einem Steinfußboden

Wenn Sie die Schwellenrampe auf einem Boden aus Stein/ Holz befestigen möchten, müssen Sie zunächst alle Verbindungsstücke montieren: Stecken Sie die viereckigen oder rechteckigen Verbindungsstücke auf, wie auf der Abbildung unten angegeben. Sie können die Verbindungsstücke von Hand festklicken oder die schwarze Kunststoffschlagplatte auf die Steckverbindung des Verbindungsstücks auflegen und mit dem Hammer festschlagen. Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund fest und eben ist. Benutzen Sie bei Verwendung eines (Gummi-) Hammers immer die Schlagplatte.



1 Bestimmen Sie die Position der Montagelöcher und zeichnen Sie die Löcher ein.





3 Befestigen Sie die Schwellenrampe mithilfe der mitgelieferten langen Schrauben auf dem Untergrund.



Siehe Abb. **B** für die Position der Scheiben


5 Schlagen Sie die erste Klickverbindung mit einem kräftigen Hammerschlag auf die Schlagplatte fest. Schlagen Sie in der auf der Abbildung unten angegebenen Richtung.




2 Bohren Sie die Löcher (Stein 6 mm) und stecken Sie die Dübel hinein.



4 Befestigen Sie zum Schluss die (eventuell) an die gewünschte Höhe angepassten Aufsatzstücke.











6 Fahren Sie fort, bis alle Aufsatzstücke befestigt sind.






Befestigung auf einem glatten Unterboden

Setzen Sie die Schwellenrampe zusammen, wie in den oben gezeigten Schritten beschrieben:



Für die Befestigung der Schwellenrampe auf einem glatten Unterboden (wie beispielsweise Laminat oder glatte Fliesen) können die mitgelieferten flachen Klickstutzen verwendet werden. Stecken Sie die Klickstutzen auf und versehen Sie die Stutzen mit dem mitgelieferten doppelseitigen Kleband. Ziehen Sie die Schutzfolie ab.



Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund sauber und fettfrei ist. Positionieren Sie die SecuCare Schwellenrampe nun an der gewünschten Stelle und drücken Sie die Rampe fest.

Tipp: Bei Befestigung auf einem rutschfesten Steinboden können die Klickstutzen eventuell mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel befestigt werden.

Befestigung an einem emporstehenden Rand oder einer Schwelle


Bestimmen Sie die Position der 3 (kurzen) Befestigungsschrauben und schneiden Sie die vorbereiteten Aussparungen heraus.



Bestimmen Sie die Position der Schrauben anhand der vorbereiteten Aussparungen, unter Berücksichtigung eines Höhenabstands von 10 mm zum Boden.

Zeichnen Sie die Position auf dem emporstehenden Rand/ der Schwelle ein, bohren Sie ein Loch und befestigen Sie Schraube und Scheibe. Ziehen Sie die Schraube nicht ganz fest. Die Aussparungen sollten zwischen den Rand/ die Schwelle und die Scheibe passen.

Stecken Sie nun die Schwellenrampe auf die Schraube/ Scheibe auf.



Tipp: Die SecuCare Schwellenrampe kann bei Bedarf wieder demontiert werden. Sie können die einzelnen Ebenen voneinander abtrennen, indem Sie das vorhandene Verbindungsstück schräg anlegen. Gehen Sie dabei mit äußerster Vorsicht vor und verwenden Sie keine anderen Werkzeuge, da die Schwellenrampe andernfalls beschädigen könnte.



Haftungsausschluss und Gewährleistungsbedingungen - SecuCare Schwellenrampe

Version 3.0 Januar 2016

Wichtig

- Lesen Sie die Montageanleitung und den Haftungsausschluss aufmerksam durch.
- Der Untergrund sollte fest und eben sein.
- Achtung, bei bestimmten Witterungsbedingungen besteht Rutschgefahr. Streuen Sie bei Glätte Salz oder nehmen Sie das System außer Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass das System kein Risiko/ Hindernis darstellt (z.B. in Wohnungen oder auf Laubengängen).
- Die Umgebung sollte ausreichend beleuchtet sein, damit das System gut zu erkennen ist, insbesondere in öffentlichen Räumen und für Menschen mit einer Sehbehinderung.

Allgemeine Bedingungen

- Der Einbau und die Nutzung der Schwellenrampe erfolgt auf eigene Gefahr.
- Die Schwellenrampe ist ausschließlich für die Nutzung durch Personen durchschnittlichen Gewichts zu Fuß, mit einer Gehhilfe oder in einem Rollstuhl geeignet und entworfen worden und für alle sonstigen Einsatzzwecke unbrauchbar.
- Der Untergrund, auf dem die Schwellenrampe befestigt wird, sollte eben, stabil und fest sein.
- Die Rampe sollte niemals in der direkten Umgebung von oder in Kombination mit entzündlichen Materialien verwendet werden. Das System ist in dem Fall auch nicht für Fluchtwege geeignet.
- Der Neigungswinkel der Schwellenrampe sollte möglichst klein sein. Wenn der Einsatz vor Ort einen größeren Neigungswinkel erfordert, sollte dem Nutzer bei der Nutzung der Schwellenrampe Hilfestellung geboten werden.
- Beim Zersägen der Schwellenrampe sollten ausreichend persönliche Schutzmittel (Sicherheitsbrille, Gehörschutz u.Ä.) getragen werden.
- Kleine Zubehörteile für die Schwellenrampe sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um Verschlucken usw. zu verhindern.
- Beim Tragen von Stöckelabsätzen wird ausdrücklich empfohlen, die Rampe mit den einzeln lieferbaren Antirutsch-Kappen auszurüsten (Art. Nr 8025.010.01, 14 Stück). Dadurch entsteht eine ebene Fläche (nicht zutreffend bei Set 1).
- Nach der Montage und in der Zeit danach sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob die Schwellenrampe am Ort der Aufstellung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Nutzung ausreichend fest ist.
- Die Umgebung der Schwellenrampe sollte ausreichend beleuchtet sein, damit die Schwellenrampe für alle, für die die Schwellenrampe ein Hindernis darstellen könnte, gut zu erkennen ist. Für den Einsatz der Schwellenrampe in Laubengängen ist ein Schwellensystem mit abgeschrägten Seiten verfügbar.
- Abhängig von der Höhe des Systems ist ein Handlauf (zur Vermeidung von Unfällen) auf beiden Seiten des Systems zu empfehlen/ vorgeschrieben. Überprüfen Sie die vor Ort geltenden Vorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an Secu für weitere Informationen.
- Die vor Ort geltenden Vorschriften für die Kenntlichmachung von Schwellenrampen sind unbedingt einzuhalten. Ist die Schwellenrampe beispielsweise aufgrund der Witterungsbedingungen oder aus anderen Gründen glatt, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um ein Ausrutschen infolge von Glätte zu verhindern, wobei die Schwellenrampe wahlweise vorübergehend auch entfernt werden kann.
- Hat der Anwender im Hinblick auf die Montage oder Nutzung der Schwellenrampe irgendwelche Zweifel, sollte unverzüglich

Kontakt zum Lieferanten der Schwellenrampe aufgenommen werden, von dem der Anwender die Schwellenrampe bezogen hat.

Wartung

- Die Stabilität der Schwellenrampe und der Verbindungen untereinander sollte unbedingt in regelmäßigen Abständen überprüft werden.
- Die Schwellenrampe und der Untergrund sollten jederzeit völlig sauber sein. Die Schwellenrampe kann mit jedem beliebigen Reinigungsmittel und
- sogar in einem Druckkessel gereinigt werden.
- Grobe Verschmutzungen können mit einer Bürste entfernt werden. Danach muss die Schwellenrampe mit Wasser abgespült werden.

Garantie

Eine Inanspruchnahme der Garantie ist ausschließlich gegen Vorlage des Kaufbelegs für die Schwellenrampe möglich, auf dem das Kaufdatum und eine Produktbeschreibung oder der Produktname angegeben sind. Die Garantie gilt für eine Frist von fünf Jahren ab dem Datum, an dem der Käufer die Schwellenrampe erworben hat. Die Garantie gilt ausschließlich für eventuelle Fabrikationsfehler hinsichtlich der bei der Herstellung der Schwellenrampe verwendeten Materialien. Ein berechtigter Garantieanspruch beinhaltet ausschließlich den Anspruch auf die kostenlose Lieferung eines Ersatzsystems durch Secu an den Kunden; Secu ist zu keiner sonstigen Leistung verpflichtet. Secu weist jede Verantwortlichkeit für irgendwelche Personenschäden beziehungsweise irgendwelche Sachschäden oder Folgeschäden welcher Art auch immer, die im Zusammenhang mit der Montage der Schwellenrampe und/ oder im Rahmen der Nutzung der Schwellenrampe auftreten, zurück. Sollte Secu dennoch haftbar sein, ist die Haftung, auf den Betrag beschränkt, der von der Haftpflichtversicherung von Secu im jeweiligen Fall vergütet wird.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen mit sofortiger Wirkung :


- wenn die Montage nicht in Übereinstimmung mit der im Zusammenhang mit der Schwellenrampe mitgelieferten Montageanleitung erfolgt bzw. mit anderem als dem mitgelieferten Befestigungsmaterial vorgenommen wird;
- bei einer unsachgemäßen oder missbräuchlichen Nutzung bzw. einer zu schweren Belastung (Höchstbelastung 850 kg/ m²) der Schwellenrampe;
- bei vorsätzlichen oder infolge von Verwahrlosung der Schwellenrampe entstandenen Beschädigungen;
- bei Einsatz der Schwellenrampe auf einem unebenen und/ oder nicht ausreichend stabilen und/ oder unzureichend tragfähigen Untergrund;
- bei Beschädigungen, die auf eine mangelnde Wartung, auf eine unsachgemäße Wartung oder auf die Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel (siehe die Empfehlungen zur Reinigung) zurückzuführen sind;
- bei Einflüssen, die auf chemische/ elektrochemische Stoffe und/ oder Elektrizität zurückzuführen sind.

Änderungen vorbehalten

SecuCare ist eine Marke von SECUPRODUCTS BV
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl



Rampe de seuil – Set 4 Manuel de montage



Matériel nécessaire :




Éventuellement complété d'une foreuse (visseuse).

Matériel de montage fourni :








Matériel de fixation, 1 plaque de frappe et 3 pastilles pour plancher

Box contents



Pièce	Numéro	Nombre	Référence d'article
Dalle oblique entière 4 x 3	n° 13	3	8026.100.09
Demi-dalle oblique 2 x 3	n° 14	1	8026.100.10
Connecteur 4 x 1	n° 10	3	8026.100.11
Connecteur 2 x 1	n° 11	1	8026.100.13
Connecteur 2 x 2	n° 12	3	8026.100.12
Rampe entière	n° 5	9	8026.100.06
Demi-rampe	n° 7	3	8026.100.07
Quart de dalle	n° 6	2	8026.100.05
Demi-dalle	n° 3	3	8026.100.03
Demi-dalle intermédiaire	n° 4	5	8026.100.04
Dalle intermédiaire entière	n° 2	6	8026.100.02



Accessoires en option, non-compris dans la boîte

	Pastille grise		14	8025.010.02
	Pastille brune		14	8025.010.03
	Pastilles antidérapantes		14	8025.010.01

Montage de la rampe de seuil


Lisez tout d'abord attentivement les instructions avant d'entamer le montage.

A Posez les éléments en plastique sur une surface plane.



B Si vous souhaitez fixer la rampe de seuil sur de la pierre, vous devez placez les 3 grandes rondelles fournies sur l'élément inférieur.


1 Posez le premier élément de la couche 2 sur la couche 1.




2 Clipsez le premier élément d'un solide coup de marteau (utilisez toujours la plaque de frappe). Suivez pour ce faire la direction indiquée et positionnez le marteau de la bonne manière.




4 Fixez tous les éléments de la 1ère rangée.




5 Poursuivez avec la 2ème rangée.



6 Le résultat des deux couches assemblées.



C Déterminez à présent si la hauteur de la rampe doit éventuellement être adaptée.



Déterminez si la dalle oblique doit être adaptée pour arriver à bonne hauteur.

Avec utilisation de la dalle oblique complète : Hauteur maximale du kit.



Avec utilisation de $\frac{2}{3}$ de la dalle oblique : Hauteur maximale moins 5 mm.



Avec utilisation de $\frac{1}{3}$ de la dalle oblique : Hauteur maximale moins 10mm.



Posez la demi-dalle oblique de travers sur une partie de la dalle. Fixez-la d'un solide coup de marteau (utilisez toujours la plaque de frappe). Déterminez la hauteur la plus adaptée et indiquez l'endroit où la dalle oblique devra être découpée si nécessaire. Des lignes de découpe sont prévues sur les dalles.




Retirez la demi-dalle oblique à l'aide du connecteur et découpez toutes les dalles obliques à bonne dimension.




Fixation sur de la pierre

Si vous souhaitez installer votre rampe de seuil sur de la pierre/du bois, vous devez premièrement placer tous les connecteurs. Placez les connecteurs, carrés et rectangulaires, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Vous pouvez les clipser à la main, ou en plaçant la plaque de frappe noire par-dessus le connecteur et en l'enfonçant à coups de marteau. Veillez à reposer sur une surface solide et plane. Utilisez toujours la plaque de frappe avec le marteau (en caoutchouc).





1 Déterminez l'emplacement des trous de montage et tracez une croix sur la surface.



3 Fixez à présent la rampe de seuil à l'aide des longues vis fournies.




5 Clipsez le premier élément d'un solide coup de marteau sur la plaque de frappe. Suivez la direction telle qu'indiquée sur l'image ci-dessous.




2 Forez (mèche pierre 6 mm) et enfoncez les chevilles.



4 Placez en dernier lieu les dalles obliques éventuellement découpées sur mesure.











6 Poursuivez jusqu'à avoir fixé toutes les dalles obliques.







Fixation sur une surface lisse

Assemble the Threshold Ramp as described in the previous steps:



Pour fixer la rampe de seuil sur une surface lisse (par exemple du stratifié ou du carrelage lisse), vous pouvez utiliser les pastilles pour plancher fournies dans la boîte. Collez l'autocollant double face fourni sur les pastilles, et placez-les à l'arrière de la rampe de seuil. Retirez le film de protection.



Nettoyez/dégraissez soigneusement la surface sur laquelle la rampe doit être installée. Positionnez à présent la rampe de seuil SecuCare au bon endroit et appuyez en exerçant une forte pression.

Conseil : En cas de fixation sur un sol en pierre non-lisse, vous pouvez éventuellement fixer les pastilles à l'aide des vis et chevilles fournies.



Fixation à une bordure ou un seuil existant

Déterminez l'emplacement des 3 vis (courtes) de fixation et découpez les trous prévus à cet effet sur la dalle.



À travers les évidements ainsi créés, marquez l'endroit où les vis devront être fixées, à une hauteur de 10 mm du sol.

Tracez l'emplacement des vis sur la bordure/le seuil existant, forez les trous et vissez-y les vis avec les rondelles. Ne vissez pas entièrement les vis pour que les évidements puissent être glissés entre la bordure/le seuil et la rondelle.



Glissez à présent la rampe de seuil sur la vis/rondelle.



Conseil : La rampe de seuil SecuCare peut être démontée si nécessaire. Vous pouvez détacher les couches les unes des autres à l'aide du connecteur oblique fourni. Agissez avec précaution et n'utilisez aucun autre type d'outil, au risque d'endommager la rampe de seuil.



Clause de non-responsabilité et conditions de garantie - Rampe de seuil SecuCare

Version 3.0 janvier 2016

Important

- Lisez attentivement les instructions de montage et la clause de non-responsabilité.
- Veillez à travailler sur une surface solide et plane.
- Prenez garde au risque de glissement sous certaines conditions météorologiques. Répandez du sel en cas de gel ou évitez d'utiliser le dispositif.
- Veillez à ce que le dispositif ne représente aucun danger / obstacle (par ex. dans les couloirs d'immeubles).
- Les environs du dispositif doivent être suffisamment éclairés pour s'assurer que la rampe de seuil soit bien visible, en particulier dans les espaces publics et pour les personnes malvoyantes.

Dispositions générales

- L'installation et l'utilisation de la rampe de seuil se font à vos propres risques.
- La rampe de seuil a été exclusivement conçue pour, et ne convient qu'à une utilisation par des personnes de poids moyen, se déplaçant à pied, à l'aide d'un déambulateur ou dans un fauteuil roulant, et pour aucune autre application.
- La surface sur laquelle la rampe de seuil est montée doit être plane, stable et solide.
- Le dispositif ne doit jamais être utilisé à proximité de, ou en combinaison avec des matériaux inflammables. Le dispositif ne convient donc pas pour les voies d'évacuation.
- La pente de la rampe de seuil doit être la plus faible possible. Si la situation sur place requiert une pente plus raide, les utilisateurs doivent se voir offrir une aide continue pendant le passage de la rampe de seuil.
- En cas de découpe de la rampe de seuil, les équipements de protection nécessaires (lunettes de protection, oreillettes) doivent être portés.
- Les petites pièces fournies avec la rampe de seuil doivent être gardées hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne les avalent, etc.
- En cas d'utilisation de la rampe avec des talons aiguilles, il est fortement recommandé d'équiper le dispositif de pastilles antidérapantes, disponibles séparément (réf. d'art. 8025.010.01, 14 pièces). Celles-ci permettent de créer une surface plane (s.o. pour le set 1).
- Après le montage, et régulièrement par la suite, il est nécessaire de vérifier si la rampe de seuil est suffisamment solide pour un usage normal dans la situation concernée.
- Les environs du dispositif de seuil doivent être suffisamment éclairés en continu, afin que la rampe de seuil soit bien visible pour les personnes pour qui elle pourrait représenter un obstacle ; en cas d'utilisation d'une rampe de seuil dans un couloir d'immeuble, un dispositif avec élément de coin est disponible.
- En fonction de la hauteur du dispositif, des glissières de sécurité (pour éviter les accidents) installées des deux côtés de la rampe sont conseillées/requises. Contrôlez votre législation locale à ce propos ou contactez votre fournisseur ou Secu pour plus d'informations.
- Les règles concernant le signalement d'une rampe de seuil doivent être respectées. Si la rampe de seuil est glissante, notamment - mais pas uniquement - en raison des conditions météorologiques, les mesures adéquates doivent être prises pour éviter le glissement, parmi lesquelles peuvent figurer le retrait temporaire de la rampe de seuil.

- En cas de doute de la part du consommateur concernant tout aspect relatif au montage ou à l'utilisation de la rampe de seuil, il est nécessaire de contacter immédiatement le fournisseur de la rampe de seuil concernée.

Entretien

- Contrôlez régulièrement la solidité de la rampe de seuil et des fixations.
- La rampe de seuil et la surface sur laquelle elle repose doivent être maintenues propres en permanence. La rampe de seuil peut être nettoyée avec tout type de produit de nettoyage, y compris un système de nettoyage à la vapeur.
- Les saletés non-incrustées peuvent être éliminées à l'aide d'une brosse. Rincez ensuite la rampe de seuil à l'eau.

Garantie

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de la rampe de seuil, vous devez présenter la preuve d'achat de la rampe de seuil, affichant la date d'achat et la description ou le nom du produit. La garantie s'applique pendant une durée de cinq ans, à compter de la date d'achat de la rampe de seuil par le consommateur. La garantie ne vaut que pour les défauts éventuels de production des matériaux qui composent la rampe de seuil. Une invocation valable de la garantie ne donne droit qu'à la livraison gratuite par Secu d'une rampe de seuil de remplacement au consommateur ; Secu n'est tenu à aucune autre prestation. Secu décline toute responsabilité en cas de lésion ou dommage matériel, direct ou indirect, survenu pendant le montage de la rampe de seuil et/ou pendant l'utilisation de la rampe de seuil ; si la responsabilité de Secu venait malgré tout à être engagée, celle-ci serait dans tous les cas limitée au montant de l'indemnité versée dans le cas concerné par l'assureur de Secu.

La garantie tombe immédiatement en cas de :


- Montage non conforme aux instructions de montage fournies avec la rampe de seuil ou effectué à l'aide d'autres éléments de montage que ceux fournis ;
- Utilisation inappropriée, impropre ou à l'aide d'une charge trop lourde (charge max. : 850kg/m²) de la rampe de seuil ;
- Dommages intentionnels ou survenus pour cause de négligence ;
- Installation de la rampe de seuil sur une surface inégale et/ou instable et/ou pas assez solide ;
- Dommages dus à un manque d'entretien, à un mauvais entretien ou à l'utilisation de produits d'entretien inadéquats (voir conseil d'entretien) ;
- Dommage dû à l'effet de substances chimiques/électrochimiques et/ou d'électricité.

Sous réserve de modifications

SecuCare est une marque de SECUPRODUCTS BV
Luzernstraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl



Rampa - Serie 4 Istruzioni di montaggio



Utensili occorrenti:




Eventualmente con l'aggiunta di un trapano (avvitatore).

Materiali di montaggio in dotazione:




Materiali di fissaggio, 1 piastra ammortizzante e 3 supporti per laminato.

Contenuto della confezione




componente	numero	quantità	numero articolo
Mattonella di regolazione intera 4x3	n. 13	3	8026.100.09
Mezza mattonella di regolazione 2x3	n. 14	1	8026.100.10
Raccordo 4x1	n. 10	3	8026.100.11
Raccordo 2x1	n. 11	1	8026.100.13
Raccordo 2x2	n. 12	3	8026.100.12
Rampa completa	n. 5	9	8026.100.06
Mezza rampa	n. 7	3	8026.100.07
Quarto di mattonella	n. 6	2	8026.100.05
Mezza mattonella	n. 3	3	8026.100.03
Mezza mattonella di riempimento	n. 4	5	8026.100.04
Mattonella di riempimento intera	n. 2	6	8026.100.02

Accessori opzionali, non inclusi nella confezione




Coperchio di riempimento grigio



14

8025.010.02


Coperchio di riempimento marrone



14

8025.010.03

Coperchi antiscivolo





14

8025.010.01

Montaggio della rampa


Leggere attentamente il manuale prima di procedere con il montaggio.

A Disporre i componenti in plastica su una superficie in piano.




B Se si desidera fissare la rampa su una superficie di pietra, disporre le tre rondelle grandi in dotazione sullo strato inferiore.


1 Disporre la prima parte del secondo strato sul primo strato.




2 Incastrare il primo dispositivo a scatto con un colpo di martello (utilizzare sempre la piastra ammortizzante). Colpire nella direzione indicata e tenere il martello nella posizione corretta.




4 Fissare tutti i componenti della prima fila.




5 Procedere con la seconda fila.



6 Risultato finale dei due strati assemblati.



C Determinare ora se occorre adattare l'altezza.



Stabilire se occorre adattare la mattonella di regolazione per ottenere l'altezza necessaria.

Se si utilizza una mattonella di regolazione intera: Altezza massima completa della serie.



Se si utilizza una mattonella di regolazione intera: Altezza completa meno 5 mm.



Se si utilizza $\frac{1}{3}$ di mattonella di regolazione: Altezza completa meno 10 mm.



Disporre la mezza mattonella di regolazione di traverso su una sezione di mattonella. Incastrarla con un colpo di martello (utilizzare sempre la piastra ammortizzante). In base all'altezza desiderata, stabilire se occorre accorciare la mattonella di regolazione. Nella mattonella vi sono delle apposite linee di taglio.




Smontare la mezza mattonella di regolazione sollevandola con il raccordo inclinato in dotazione e accorciare tutte le mattonelle di regolazione alla misura corretta.




Fissaggio sulla pietra

Se si desidera fissare la rampa su una superficie di pietra/legno, occorre prima montare tutti i raccordi: Montare il raccordo quadrato e quello con forma allungata come illustrato nella figura seguente. Per il montaggio dei raccordi, premere con una mano oppure montare la piastra ammortizzante nera sul raccordo a scatto e battere con un martello. La base di appoggio deve essere robusta e in piano. Utilizzare sempre la piastra ammortizzante quando si colpisce con il martello (di gomma).



1 Stabilire la posizione dei fori di montaggio e contrassegnarla.





3 Fissare la rampa alla superficie di appoggio utilizzando le viti lunghe in dotazione.



Vedere la figura **B** per la posizione delle rondelle


5 Incastrare il primo dispositivo a scatto con un colpo di martello sulla piastra ammortizzante. Colpire nella direzione mostrata nella figura seguente.




2 Perforare (6 mm per la pietra) e inserire i tasselli.



4 Disporre in ultimo le (eventuali) mattonelle di regolazione tagliate a misura.











6 Continuare fino a fissare tutte le mattonelle di regolazione.







Fissaggio su una superficie liscia

Assemblare la rampa come descritto nei passi precedenti:



Per fissare la rampa su una superficie liscia (ad esempio laminato o piastrelle lisce) utilizzare i supporti piatti a scatto in dotazione. Disporre i supporti a scatto e applicare il nastro biadesivo in dotazione. Rimuovere il foglio di protezione.



Pulire / sgrassare con cura la base di appoggio. Ora disporre la rampa SecuCare nel punto giusto e premere con forza.

Consiglio: per il fissaggio su una superficie di pietra non liscia, eventualmente fissare i supporti a scatto con le viti e i tasselli in dotazione.


Fissaggio su un rialzo verticale o una soglia

Determinare la posizione delle 3 viti di fissaggio (corte) e praticare i fori predisposti.



In base ai fori praticati, determinare la posizione delle viti a 10 mm di altezza dal suolo.

Contrassegnare la posizione sul bordo verticale/sulla soglia, preparare i fori e fissare la vite e la rondella. Non serrare completamente le viti; i fori devono trovarsi fra il bordo/la soglia e la rondella.



Ora montare la rampa sulla vite con la rondella.



Consiglio: La rampa SecuCare può anche essere smontata. Per staccare gli strati, utilizzare il raccordo inclinato in dotazione. Procedere con delicatezza e senza utilizzare altri utensili che potrebbero danneggiare la rampa.



Scarico di responsabilità de condizioni di garanzia - Rampa SecuCare

Versione 3.0 gennaio 2016

Importante

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e lo scarico di responsabilità.
- La base di appoggio deve essere robusta e in piano.
- In determinate condizioni atmosferiche, prestare attenzione al rischio di scivolare. In caso di gelo spargere del sale o evitare di utilizzare il sistema.
- Accertarsi che il sistema non provochi rischi/disturbi (ad esempio nel porticato di un'abitazione)
- L'ambiente deve essere sufficientemente illuminato, in modo che il sistema sia chiaramente visibile, in particolare nelle zone pubbliche e per gli ipovedenti

Disposizioni generali

- La rampa viene installata e utilizzata a rischio dell'utente.
- La rampa è progettata ed è idonea esclusivamente per essere utilizzata da persone di peso medio a piedi, con un deambulatore o in sedia a rotelle, e pertanto non deve essere utilizzata per altri scopi.
- La superficie sulla quale viene montata la rampa deve essere stabile, solida e in piano.
- Non utilizzare mai il sistema nelle vicinanze di materiali infiammabili o insieme ad essi. Il sistema non è adatto per le vie di fuga.
- L'inclinazione della rampa deve essere minore possibile. Se la situazione richiede una forte inclinazione, l'utente deve essere aiutato durante l'uso della rampa.
- Se occorre segare la rampa, utilizzare dispositivi di protezione adatti (occhiali di protezione, protezioni dell'udito e affini) durante l'operazione.
- Tenere i componenti di piccole dimensioni della rampa fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione e rischi affini.
- Se si utilizzano tacchi a spillo, si raccomanda di dotare il sistema di tappi antiscivolo disponibili separatamente (art. n. 8025.010.01, 14 pezzi). Formare così una zona piatta (non applicabile per la Serie 1).
- Dopo il montaggio e a intervalli regolari occorre controllare che la rampa sia sufficientemente solida per il normale utilizzo.
- La zona circostante la rampa deve essere sufficientemente illuminata per le persone per cui la rampa può costituire un ostacolo; per l'utilizzo della rampa nei porticati è disponibile un sistema con lati inclinati.
- A seconda dell'altezza del sistema, può essere consigliato/obbligatorio montare un mancorrente (per la prevenzione degli incidenti) da entrambi i lati del sistema. Verificare la legislazione in vigore o mettersi in contatto con il fornitore o con Secu per ulteriori informazioni.
- Osservare le normative locali sulla segnalazione della rampa. Qualora la rampa sia scivolosa, ad esempio a causa delle condizioni atmosferiche, ma non solo, si devono adottare opportuni provvedimenti per prevenire il rischio di scivolare, ad esempio rimuovendo temporaneamente la rampa.
- In caso di dubbi sul montaggio o sull'utilizzo della rampa, l'utente deve mettersi immediatamente in contatto con il fornitore presso il quale è stata acquistata la rampa.

Manutenzione

- Controllare periodicamente la robustezza della rampa e dei raccordi.
- La rampa e la base di appoggio devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. La rampa può essere lavata con qualunque detergente

- o anche in autoclave.
- Rimuovere l'eventuale sporcizia grossolana con una spazzola, quindi sciacquare la rampa con acqua.

Garanzia

Per usufruire della garanzia sulla rampa occorre presentare la prova di acquisto della rampa, con la data di acquisto e la descrizione o il nome del prodotto. La garanzia ha una durata di cinque anni dalla data di acquisto della rampa da parte del consumatore. La garanzia riguarda soltanto gli eventuali difetti di produzione dei materiali utilizzati per la rampa. La richiesta giustificata di usufruire della garanzia comporta esclusivamente l'impegno per Secu di fornire al consumatore una rampa sostitutiva; Secu non è tenuta a fornire altre prestazioni. Secu declina ogni responsabilità per eventuali lesioni o danni agli oggetti o danni conseguenti verificatisi durante il montaggio e/o l'utilizzo della rampa; qualunque altra responsabilità che ciononostante spetta a Secu è limitata all'importo erogato dalla compagnia di assicurazione di responsabilità civile di Secu.

La garanzia decade immediatamente a seguito di:

- Montaggio non conforme alle istruzioni di montaggio fornite con la rampa o con materiali di montaggio diversi da quelli forniti;
- Utilizzo errato, improprio o con carichi eccessivi (carico massimo 850 kg/m²) della rampa;
- Danni intenzionali o provocati da trascuratezza durante l'utilizzo della rampa;
- Utilizzo della rampa su una base irregolare e/o instabile e/o non sufficientemente solida;
- Danni causati da una manutenzione insufficiente o errata o dall'utilizzo di detersivi errati (vedere i consigli per la pulizia);
- Influenza di sostanze chimiche/elettrochimiche e/o di elettricità;


Con riserva di modifiche

SecuCare è un marchio di SECUPRODUCTS BV
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl



Rampa salvaescalón - Juego 4

Manual de montaje



Herramientas necesarias:




Puede resultar necesario un destornillador eléctrico

Material de montaje incluido:



Material de fijación, 1 placa de colocación y 3 patas para laminado.

Contenido de la caja



componente	número	cantidad	N.º de artículo
Losa adaptable completa 4x3	n.º 13	3	8026.100.09
Media losa adaptable 2x3	n.º 14	1	8026.100.10
Conector 4x1	n.º 10	3	8026.100.11
Conector 2x1	n.º 11	1	8026.100.13
Conector 2x2	n.º 12	3	8026.100.12
Rampa completa	n.º 5	9	8026.100.06
Media rampa	n.º 7	3	8026.100.07
Cuarto de losa	n.º 6	2	8026.100.05
Media losa	n.º 3	3	8026.100.03
Mitad de losa de cobertura	n.º 4	5	8026.100.04
Losa de cobertura completa	n.º 2	6	8026.100.02



Accesorios opcionales no incluidos en la caja

	Tapa gris		14	8025.010.02
	Tapa marrón		14	8025.010.03
	Tapas antideslizantes		14	8025.010.01

Montaje de la rampa salvaescalón


Antes de comenzar el montaje, lea detenidamente el manual.

A Coloque las piezas de plástico sobre una superficie plana.




B Si quiere fijar la rampa salvaescalón sobre piedra, deberá poner las tres arandelas grandes suministradas en la capa inferior.


1 Coloque la primera parte de la segunda capa sobre la primera.




2 Fije la primera pieza de clic con un golpe seco del mazo (siempre con la placa de colocación). Para ello, siga la dirección indicada y sujete el mazo en la posición adecuada.




4 Fije todas las piezas de la primera fila.




5 Continúe con la segunda fila.



6 Resultado final de las dos capas superpuestas.



C A continuación, decida si es preciso adaptar la altura.



Determine si hay que modificar la losa adaptable para obtener la altura correcta.

Si se utiliza la losa adaptable completa: Altura máx. completa del conjunto.



Si se utilizan $\frac{2}{3}$ de la losa adaptable: Altura completa menos 5 mm.



Si se utiliza $\frac{1}{3}$ de la losa adaptable: Altura completa menos 10 mm.



Ponga la media losa adaptable perpendicularmente sobre una pieza de losa. 2 Fíjela con un golpe seco del mazo (siempre con la placa de colocación). Observando la altura que mejor se adapte, determine por dónde hay que acortar la pieza. La losa incluye líneas de corte para facilitar esta operación.




Suelte la media losa adaptable con el conector oblicuo incluido y recorte todas las losas adaptables a la medida correspondiente.




Instalación en piedra

Si es preciso instalar la rampa en piedra o madera, primero deberá colocar todos los conectores: Coloque los conectores, cuadrados y alargados, como se indica en la siguiente imagen. Puede hacerlo de forma manual o poniendo la placa de plástico negra en la conexión de clic y golpeándola con un mazo. Asegúrese de hacerlo sobre una base plana y estable. Si utiliza el mazo (de goma), hágalo siempre en combinación con la placa de colocación.



1 Determine los orificios de montaje y márquelos.





3 A continuación, fije la rampa a la superficie mediante los tornillos largos que se incluyen.



Véase la fig. **B** para la colocación de las arandelas


5 Fije la primera pieza de clic con un golpe seco del mazo sobre la placa de colocación. Golpee en la dirección indicada en la siguiente imagen.




2 Perfore (6 mm en piedra) y ponga los tacos.



4 Coloque en último lugar las losas adaptables a medida.











6 Continúe hasta fijar todas las losas adaptables.







Instalación sobre superficies lisas

Monte la rampa salvaescalón como se indica en las instrucciones anteriores:



Para fijar la rampa salvaescalón sobre una superficie lisa, como laminado o baldosas, por ejemplo, se pueden poner las patas lisas de clic que se incluyen. Instale las patas de clic y ponga encima la cinta de doble cara suministrada. Retire la película protectora.



Limpie y desengrase bien la superficie sobre la que se va a colocar. Coloque la rampa salvaescalón SecuCare en el lugar adecuado y presione con firmeza.

Recomendación: si se va a instalar en una superficie de piedra que no sea uniforme, puede fijar las patas de clic con los tornillos y tacos que se incluyen.



Instalación en un reborde o escalón recto

Determine dónde deben ponerse los tres tornillos (cortos) de fijación y corte por las hendiduras preparadas.



A partir de las hendiduras practicadas, decida dónde se deben poner los tornillos, altura desde el suelo 10 mm.

Marque el reborde/escalón, perforo el agujero y ponga el tornillo con la arandela. No apriete completamente el tornillo, ya que las hendiduras deben encajar entre el reborde/escalón y la arandela.



A continuación, coloque la rampa salvaescalón por encima del tornillo/arandela.



Recomendación: el sistema de rampa SecuCare se puede desmontar. Para soltar las distintas capas, utilice el conector oblicuo que se incluye. Hágalo con cuidado y no utilice ninguna otra herramienta, ya que podría resultar dañada la rampa.



Exención de responsabilidad y condiciones de garantía - Rampa salvaescalón SecuCare

Versión 3.0 enero 2016

Importante

- **Lea completamente las instrucciones de montaje y la exención de responsabilidad.**
- **Asegúrese de tener una base plana y estable.**
- **En determinadas circunstancias climáticas, tenga cuidado de no resbalarse. Si hay escarcha, esparza sal o no utilice el sistema.**
- **Antes de nada, asegúrese de que el sistema no provoque ningún peligro o molestia (si se trata de un pasillo de viviendas, por ejemplo).**
- **El lugar debe estar bien iluminado para que el sistema sea bien visible, especialmente en lugares públicos y para personas con problemas de vista**

Condiciones generales

- La instalación y el uso de la rampa salvaescalón se lleva a cabo por cuenta y riesgo del usuario.
- La rampa salvaescalón se ha diseñado, y es adecuada, exclusivamente, para personas de un peso medio a pie, con un andador o una silla de ruedas y, por consiguiente, no se puede emplear para ningún otro fin.
- La superficie sobre la que se instala la rampa debe ser plana, estable y sólida.
- No utilice nunca el sistema cerca de materiales inflamables. Por este motivo, el sistema no es apto para vías de evacuación.
- El ángulo de inclinación de la rampa debe ser lo más reducido posible. Si la situación del lugar obliga a ponerla en un ángulo muy abrupto, el usuario deberá pedir ayuda cuando utilice la rampa.
- Si se tiene que cortar la rampa salvaescalón, póngase los elementos de protección necesarios (gafas de seguridad, protector acústico, etc.).
- Mantenga las piezas pequeñas de la rampa fuera del alcance de los niños para evitar atragantamientos.
- Si se va a utilizar con tacones, se recomienda encarecidamente poner tapas antideslizantes, disponibles por separado (n.º art. 8025.010.01, 14 uds.). De esta forma queda completamente plano (no aplicable para el Juego 1).
- Tras el montaje y después, cada cierto tiempo, compruebe si la rampa salvaescalón está fijada firmemente en su sitio para un uso normal.
- El lugar donde esté instalado el sistema de rampa debe estar bien iluminado para que éste sea bien visible para otras personas para las que puede resultar un obstáculo; si se va a poner en una galería, hay un sistema disponible con los laterales inclinados.
- Dependiendo de la altura del sistema, es recomendable/ obligatorio utilizar una guía de raíl en los laterales del sistema para evitar accidentes. Consulte la legislación vigente en este sentido o póngase en contacto con su distribuidor o con Secu para más información.
- Es obligatorio observar la normativa nacional relativa a la señalización de la rampa salvaescalón. Si la rampa se vuelve resbaladiza, por circunstancias del tiempo, por ejemplo, se deben tomar las medidas correspondientes para evitar resbalones, como que sea posible retirar temporalmente la rampa.
- Si el cliente tiene alguna duda sobre el montaje o el uso de la rampa salvaescalón, deberá ponerse en contacto inmediatamente con el proveedor que se la haya proporcionado.

Mantenimiento

- Periódicamente se debe revisar la firmeza de la rampa y de las conexiones inferiores.
- Tanto la rampa como la superficie sobre la que se asienta se han de mantener limpias. Para limpiar la rampa
- se puede utilizar cualquier tipo de producto o incluso un autoclave.
- Cuando esté muy sucia, se puede eliminar la mayor parte con un cepillo y aclarar después con agua.

Garantía

Para hacer uso de la garantía de la rampa salvaescalón, es preciso presentar el resguardo de compra de la misma, junto con la fecha de compra y una descripción o el nombre del producto. La garantía tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de compra de la rampa. La garantía cubre exclusivamente posibles defectos de fabricación de los materiales utilizados en la rampa. Ante una reclamación en garantía, Secu estará obligado únicamente a la sustitución gratuita del sistema al consumidor; Secu no estará obligado a prestar ningún otro tipo de servicio. Secu no asumirá responsabilidad alguna por daños personales, materiales o indirectos ocasionados durante el montaje de la rampa salvaescalón; en cualquier caso, si se determina que sí corresponde cierta responsabilidad a Secu, ésta se limitará al importe abonado por la aseguradora de Secu a este respecto.

The warranty expires immediately if:

- El montaje no se realiza conforme a las instrucciones incluidas con la rampa o se hace con materiales distintos a los suministrados;
- Se hace un uso incorrecto, indebido o se carga demasiado la rampa salvaescalón (carga máx.: 850 kg/m²);
- Se producen daños en la rampa de forma deliberada o por descuido;
- Se utiliza la rampa sobre una superficie desigual, inestable o no lo suficientemente sólida;
- Se producen daños por falta de mantenimiento, por un mantenimiento incorrecto o por utilizar productos de limpieza inadecuados (véanse las instrucciones de limpieza);
- Se producen daños por influencia de sustancias químicas/ electroquímicas o de la electricidad;


Sujeto a modificaciones

SecuCare es una marca de **SECUPRODUCTS BV**
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl



Rampa para degrau de entrada – Conjunto 4

Manual de montagem



Ferramentas necessárias:



Eventualmente complementadas por uma broca (parafuso).

Materiais de montagem fornecidos:



Materiais de fixação, 1 placa batente e 3 pés laminados.

Conteúdo da caixa



peça	número	quantidade	n.º do artigo
Placa de montagem, inteira 4x3	n.º 13	3	8026.100.09
Placa de montagem, metade 2x3	n.º 14	1	8026.100.10
Conector 4x1	n.º 10	3	8026.100.11
Conector 2x1	n.º 11	1	8026.100.13
Conector 2x2	n.º 12	3	8026.100.12
Rampa, inteira	n.º 5	9	8026.100.06
Rampa, metade	n.º 7	3	8026.100.07
Ladrilho, quarto	n.º 6	2	8026.100.05
Ladrilho, metade	n.º 3	3	8026.100.03
Placa de enchimento, metade	n.º 4	5	8026.100.04
Placa de enchimento, inteira	n.º 2	6	8026.100.02



Acessórios opcionais, não incluídos na caixa

	Tampa de enchimento, cinzenta		14	8025.010.02
	Tampa de enchimento, castanha		14	8025.010.03
	Tampas antiderrapantes		14	8025.010.01

Montagem da rampa para degrau de entrada


Leia atentamente o manual antes de iniciar a montagem.

A Coloque as peças de plástico sobre uma superfície plana.




B Se quiser prender a rampa para degrau de entrada à pedra, deve colocar as três arruelas grandes fornecidas na camada inferior.


1 Coloque a primeira parte da camada 2 sobre a camada 1.




2 Pode prender o primeiro conector de encaixe com um batimento firme do martelo (use sempre a placa batente). Use a direção indicada e segure o martelo na posição certa.




4 Prenda todas as peças da 1ª fila.




5 Continue com a 2ª fila.



6 O resultado final das Duas camadas montadas.



C Agora determine se vai ter de ajustar a altura.



Determine se a placa de montagem terá de ser modificada para alcançar a altura correta.

Quando utilizar uma placa de montagem completa: altura máx. total do conjunto.



Quando utilizar $\frac{2}{3}$ da placa de montagem: altura total menos 5 mm.



Quando utilizar $\frac{1}{3}$ da placa de montagem: altura total menos 10mm.



Rode a meia placa de montagem 90 graus e coloque-a sobre uma peça da placa. Fixe com um batimento firme do martelo (utilize sempre a placa batente). Determine onde pode ter de encurtar a placa de montagem com base na melhor altura de montagem. Existem linhas de corte na placa para isso.




Remova a meia placa de montagem utilizando o conector inclinado fornecido e corte todas as placas de montagem de acordo com o tamanho correto.




Fixação à pedra

Se desejar fixar a rampa para degrau de entrada à pedra/madeira, deve primeiro prender todos os conectores: Coloque os conectores, quadrados e retangulares, como ilustrado na imagem abaixo. Pode encaixar estes conectores com a sua mão, mas também pode colocar a placa batente de plástico preta no conector de encaixe e bater com um martelo até fixar no lugar. Certifique-se de que a superfície por baixo é sólida e plana. Em conjunto com o martelo (de borracha), deve utilizar sempre a placa batente.





1 Determine os orifícios de montagem e marque-os.



3 Agora fixe a rampa para degrau de entrada à superfície utilizando os parafusos compridos fornecidos.




5 Pode fixar o primeiro conector de encaixe com uma batida firme do martelo sobre a placa batente. Bata no sentido indicado na imagem abaixo.




2 Fure (pedra 6 mm) e coloque os bujões.



4 Finalmente, coloque a placas de montagem que foram (eventualmente) cortadas de acordo com o tamanho.




6 Continue até que todas as placas de montagem estejam fixadas.




Fixar a uma superfície escorregadia

Monte a rampa para degrau de entrada como descrito nas fases anteriores:



A rampa para degrau de entrada pode ser fixada a uma superfície escorregadia (por exemplo laminado ou ladrilhos escorregadios) utilizando os pés de encaixe planos. Coloque os pés de encaixe planos e cole neles a fita de face dupla. Retire o revestimento.



Limpe cuidadosamente / desengordure a superfície. Agora coloque a rampa para degrau de entrada da SecuCare na localização certa, empurre firmemente para baixo.

Dica: quando fixar a rampa para degrau de entrada a uma superfície de pedra não escorregadia, também pode proteger os pés de encaixe utilizando os parafusos e bujões fornecidos.



Fixar a uma borda levantada ou degrau de entrada

Determine onde os 3 parafusos de fixação (curtos) terão de ser colocados e corte as aberturas preparadas.



Utilize as aberturas feitas para determinar onde os parafusos devem ser montados, altura de 10 mm do piso.

Assinale a localização da borda levantada/degrau de entrada, fure previamente e aperte o parafuso e a arruela. Não aperte completamente o parafuso; as aberturas devem encaixar entre a borda/degrau de entrada e a arruela.



Agora coloque a rampa para degrau de entrada por cima do parafuso/arruela.



Dica: O sistema da rampa para degrau da entrada da SecuCare pode ser desmontado. Pode separar as camadas utilizando o conector inclinado fornecido. Faça isso com cuidado e não utilize qualquer outro tipo de ferramentas, porque pode danificar a rampa para degrau de entrada.



Declaração de exoneração de responsabilidade e condições de garantia – Rampa para degrau de entrada SecuCare

Versão 3.0 Janeiro de 2016

Importante

- **Leia cuidadosamente as instruções de montagem e declaração de exoneração de responsabilidade.**
- **Certifique-se de que a superfície por baixo é sólida e plana.**
- **Tenha cuidado para não escorregar em certas condições meteorológicas. Coloque gravilha na área em caso de chuva gelada ou não use o sistema nessas circunstâncias.**
- **Certifique-se de que este sistema não causa qualquer perigo/obstáculo (por exemplo em passagens comuns).**
- **A área circundante tem de ser suficientemente iluminada para garantir que o sistema é claramente visível, especialmente num local público e para as pessoas com deficiência visual**

Disposições gerais

- A rampa para degrau de entrada é instalada e utilizada por sua própria conta e risco.
- A rampa para degrau de entrada foi unicamente concebida e adequada para uso por pessoas com um peso médio, que andem de andarilho ou de cadeira de rodas e, por conseguinte, não para qualquer outra aplicação.
- A superfície sobre a qual a rampa para degrau de entrada está montada deve ser plana, estável e sólida.
- Nunca use o sistema na proximidade ou em conjunto com materiais inflamáveis. Nesse caso, o sistema não é adequado para saídas de emergência.
- O ângulo da rampa para degrau de entrada deve ser o mais baixo possível. Se a situação local requer um ângulo íngreme, o utilizador deve ser permanentemente assistido quando usar a rampa para degrau de entrada.
- Quando cortar a rampa para degrau de entrada, deve usar-se equipamento de proteção adequado (óculos de segurança, proteção para os ouvidos, etc.).
- Pequenas peças da rampa para degrau de entrada devem ser mantidas fora do alcance de crianças para evitar que as engulam, etc.
- Quando usar saltos altos, é altamente recomendado aplicar ao sistema tampas antiderrapantes disponíveis separadamente (art. n° 8025.010.01, 14 pcs). Isso cria uma superfície plana (não aplicável ao conjunto 1).
- Após a montagem e periodicamente depois disso, a rampa para degrau de entrada deve ser verificada para ver se é suficientemente resistente para uso normal na situação local.
- A área ao redor do sistema de degrau de entrada deve estar sempre devidamente iluminado, tornando a rampa para degrau de entrada claramente visível para os outros, para quem a rampa para degrau de entrada possa constituir um obstáculo; para utilização da rampa para degrau de entrada em passagens comuns existe um sistema de degrau de entrada com uma lateral inclinada.
- Dependendo da altura do sistema, recomenda-se/é obrigatória a existência de corrimões (prevenção de acidentes) em ambos os lados do sistema. Verifique a sua legislação local sobre o tema ou entre em contacto com o seu fornecedor ou a Secu para mais informações.
- Devem observar-se as regras locais para identificar a rampa para degrau de entrada. Se a rampa para degrau de entrada estiver escorregadia, por exemplo devido a condições meteorológicas, mas não se limitando a estas, devem tomar-se medidas adequadas contra escorregamento, em que a rampa para degrau de entrada pode, por exemplo, ser temporariamente retirada.

- Quando estiver em dúvida sobre qualquer aspeto da montagem ou utilização do auxiliar da rampa para degrau de entrada, o consumidor deve entrar imediatamente em contacto com o fornecedor onde a comprou.

Manutenção

- Periodicamente, a solidez da rampa para degrau de entrada e as ligações individuais devem ser verificadas.
- A rampa para degrau de entrada e a superfície por baixo devem ser sempre mantidas limpas. Qualquer tipo de produto de limpeza,
- mesmo uma autoclave, pode ser utilizado para limpar a rampa para degrau de entrada.
- Qualquer sujidade grosseira pode ser removida com uma escova, depois disso a rampa para degrau de entrada deve ser passada por água.

Garantia

Quaisquer pedidos de indemnização ao abrigo da garantia relativamente à rampa para degrau de entrada exigem a apresentação de prova de compra, indicando a data de compra e a descrição do produto ou o nome do produto. A garantia tem validade por um período de cinco anos, a contar da data em que o consumidor adquiriu a rampa para degrau de entrada. A garantia aplica-se apenas a erros de produção dos materiais utilizados na rampa para degrau de entrada. Um pedido bem fundado de garantia resulta apenas em o consumidor ser elegível para que a Secu forneça gratuitamente um sistema de substituição para degrau de entrada; a Secu não está obrigada a fornecer nada mais. A Secu não aceita qualquer tipo de responsabilidade por qualquer lesão pessoal ou danos materiais ou quaisquer perdas indiretas que ocorram durante a montagem da rampa para degrau de entrada e/ou durante a utilização desta; qualquer responsabilidade a que Secu possa estar sujeita não obstante isto limita-se ao montante pago pela seguradora da Secu no caso relevante.

A garantia expira imediatamente se:

- a montagem não cumprir as instruções de montagem fornecidas com a rampa para degrau de entrada ou for realizada com outros materiais que não os materiais de montagem fornecidos;
- a rampa para degrau de entrada for utilizada de forma incorreta, indevidamente ou com cargas excessivas (carga máx. 850 kg/m²);
- for causado dano à rampa para degrau de entrada deliberadamente ou por negligência;
- a rampa para degrau de entrada for utilizada num piso irregular e/ou instável e/ou superfície insuficientemente sólida;
- qualquer dano for causado pela falta de manutenção, pela manutenção incorrecta ou utilização de produtos de limpeza errados (ver recomendações de limpeza);
- ocorrerem efeitos das substâncias químicas/eletroquímicas e/ou os efeitos da eletricidade.

Sujeito a alterações

SecuCare é uma marca comercial da SECUPRODUCTSBV
Luzernstraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secunl





SecuCare is een merk van **SECUPRODUCTS BV**
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl