







Let's Go


**Able2**




**1.**







**2.**



**3.**



**4.**



## ENGLISH

### Let'sGo Indoor Walker.

Congratulations to you for purchasing your new indoor rollator that will make your life a little easier, more pleasant and more safe.

To make it easier for you to get familiar with your rollator it is important that you study this manual.

The rollator helps you to walk and move in-doors. You can use it as a small sideboard when you are sitting in a couch or an armchair, or place it in front of you using it as a small table when you eat or drink your coffee. Do not forget to activate the parking brake – position 3 on the picture to the right. See picture on page 3 of this manual.

When crossing thresholds, be careful so the items you have placed on the tray do not fall. Avoid hot liquids in open vessels.

The tray is designed to carry only light and small objects like a plate, a coffee-cup, a watering-can etc. Do not move heavy objects like large boxes, pieces of furniture etc.

The rollator is not intended to sit on. It is designed only to carry the tray and the special fabric basket that can be obtained as accessory. The basket is intended for light objects like fruit, yarn, a thermos and such.

**Maintenance:** Clean the rollator and the tray with water and a little detergent.

### Warranty:

We provide a one year warranty. It does not cover wear parts like wires and wheels.

### How to unfold.


(See pictures on page 2!)

**1.** Rollator standing. Unfold the front wheel frame by moving the two front legs forward.

**2.** Let the tray support ring slide into the hook from backwards.


**3.** Make sure that the hooklock snaps into place and locks.

**4.** Loosen the two adjustment screws. Adjust the handle and tighten screws.



### Brake functions.

1. In position 1 the rollator is rolling freely.
2. To brake the rollator pull the handle to position 2.
3. For parking brake push handle down to position 3.



### Brake adjustment.

- 1: The brakes are adjusted with the adjustment screw on the wire (A).
2. Adjustment of the wire tension is done by turning the adjustment screw (B-C).

### Technical data:

Tested according to ISO 11199-2 for a maximum user weight of 100 kg.  
Max. width 54 cm.  
Weight 6,5 kg.  
Handle height adjustable from 83 to 94 cm.  
Tray load max 5 kg.  
Basket load max 3 kg.



## Let's Go rollator voor binnengebruik.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe binnen-rollator die uw leven wat gemakkelijker, veiliger en aangenamer zal maken.

Om u snel vertrouwd te maken met uw rollator is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing goed leest en deze bewaart zodat u later nog eens iets kunt opzoeken.

De rollator helpt u om binnenshuis te lopen. U kunt hem tevens gebruiken als bijzettafel. Ook kunt u de Let's Go rollator over uw benen plaatsen en gebruiken als tafeltje terwijl u eet of koffie drinkt. Vergeet niet om de parkeerrem te gebruiken, zoals op de bovenste afbeelding aangegeven is.

Doe extra voorzichtig terwijl u een drempel over gaat, zodat de voorwerpen op het blad niet vallen. Wees voorzichtig met vervoeren van hete vloeistoffen.

Het blad is bedoeld voor het plaatsen/mee-nemen van kleine lichte voorwerpen, zoals een bord, koffiekopje of plantengieter. Gebruik de rollator niet om grote of zware voorwerpen te verplaatsen.

De rollator is niet bedoeld om op te zitten, maar alleen voor gebruik met het blad en de speciale stoffen tas die als accessoire verkrijgbaar is. Deze tas kan gebruikt worden voor lichte voorwerpen.

**Onderhoud:** U kunt de rollator en het blad reinigen met water en eventueel wat afwasmiddel.

### Garantie:


De garantietermijn is 1 jaar. Slijtage aan b.v. wielen en kabels valt niet onder de garantie.

### Uitvouwen.

(Zie de afbeeldingen op pag. 2)


1. Zet de rollator rechtop voor u, steunend op de wielen. Trek het voorframe naar voren door aan beide poten met wielen te trekken.
2. Laat de steunbeugel voor het blad vanaf de achterzijde in de haak vallen.

3. Verzeker u ervan dat de vergrendeling goed op zijn plaats klikt.
4. Draai de klenschroeven voor de duwbeugel los. Stel de duwbeugel in op de gewenste hoogte en draai de schroeven vast.



### Remfunctie.

1. Remhandgreep in positie 1: de wielen kunnen vrij draaien.
2. Remmen: trek de remhandgreep omhoog naar positie 2
3. Parkeerrem: duw de remhandgreep omhoog naar positie 3



### Remmen afstellen.

1. De remkracht wordt ingesteld met de stelschroeven op de remkabels (A)
2. Draai de stelschroeven linksom of rechtsom tot de remkracht ingesteld is zoals gewenst. Door de nippel in de richting C te draaien wordt de remkracht groter. Als u de nippel in de richting B draait vermindert de remkracht.

### Technische gegevens:

Getest volgens ISO 11199-2 voor maximum gebruikersgewicht 100 kg.  
 Grootste breedte 54 cm.  
 Gewicht 6,5 kg.  
 Hoogte duwbeugel verstelbaar van 83 tot 94 cm.  
 Belasting blad: max 5 kg.  
 Belasting tasje (optioneel): max 3 kg.



## Rollator d'intérieur „Let'sGo“.

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau rollator d'intérieur. Il vous facilitera la vie, vous aidera quotidiennement en assurant vos déplacements.

Lisez soigneusement ce mode d'emploi, il vous permettra d'optimiser l'utilisation de votre rollator.

Ce rollator vous permet de mieux vous déplacer à l'intérieur de votre appartement. Vous pouvez également utiliser le «let'sGo» comme une table roulante, en le plaçant par exemple à côté ou devant votre fauteuil et y poser votre thé ou café ou votre livre préféré. N'oubliez pas, dans ce cas, de bloquer le frein comme montré sur l'image 3.

Faites attention en bougeant le rollator ou en actionnant le frein à ne pas renverser ou faire tomber les objets posés sur la tablette. Evitez le transport de liquides chauds dans des récipients ouverts, tels que tasses ou verres.

La tablette est conçue pour des objets légers et de petit volume. Elle ne permet pas le transport d'objets lourds (supérieur à 5kg) et encore moins de s'asseoir. Une corbeille spécialement adaptée au «let'sGo» est disponible, afin de transporter par exemple, une bouteille, des fruits, etc.

**Entretien :** De temps en temps, un nettoyage simple suffit, avec un chiffon humide et un liquide nettoyant doux.

### Garantie :

Nous vous accordons 1 an de garantie, pour une utilisation adéquate. L'usure normale, comme par ex. celle des pneus, est exclue de la garantie.

### Ouverture du rollator :


Prière d'observer l'illustration 2

Image 1 : rollator plié : ouvrez-le en tirant les deux roues avant vers l'avant.

Image 2 : abaisser la tablette vers l'arrière et l'enclencher dans les crochets prévus à cet effet.


Image 3 : prenez garde à bien enclencher les crochets à l'endroit prévu.

Image 4 : réglez la hauteur des 2 poignées; dévisser les vis à la main et après réglage revissez-les en serrant bien.



### Fonctionnement des freins :

1. En position 1, il n'est pas possible d'actionner les freins.
2. En position 2, le rollator est freiné tant que vous actionnez les leviers de freins.
3. En position 3, les freins sont bloqués. Pour les débloquer, levez le cran de sécurité.



### Réglage des freins :

1. Le réglage des freins s'effectue grâce à la vis de réglage située sur le levier A.
2. Si les freins sont trop faibles, tournez la vis vers C. Si les freins sont trop puissants, tournez la vis vers B.

### Caractéristiques techniques :

Le rollator «Let'sGo» est conçu selon les normes ISO 11199-2 pour un poids maximum de 100kg.  
 Largeur maximale 54 cm.  
 Poids 6,5 kg.  
 Hauteur des poignées réglable de 83 à 94 cm.  
 Capacité maximum de la tablette 5 kg.  
 Capacité maximum de la corbeille 3 kg.



## Let'sGo Indoor Walker.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Rollators für den Innenbereich. Er wird Ihnen den Alltag erleichtern, angenehmer und sicherer machen.

Um mit Ihrem Rollator vertraut zu werden, ist es wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung genau lesen und beachten.

Der Rollator unterstützt Sie und hilft Ihnen beim Gehen im Innenbereich. Sie können ihn als Ablage verwenden, wenn Sie auf einer Couch oder im Sessel sitzen, oder Sie nutzen ihn als einen kleinen Tisch, wenn Sie essen oder Ihren Kaffee trinken. Betätigen Sie in diesen Fällen die Parkbremse, wie es auf dem Bild rechts (Position 3) beschrieben ist, damit der Rollator sicher steht.

Wenn Sie Barrieren überqueren, achten Sie bitte auf einen festen Stand der Sachen, die Sie auf dem Tablett abgestellt oder abgelegt haben. Vermeiden Sie heiße Flüssigkeiten in offenen Behältern.

Das Tablett ist dafür gedacht, um nur leichte und kleine Gegenstände wie zum Beispiel einen Teller, eine Kaffeetasse, usw. darauf zu stellen. Transportieren Sie keine schweren Gegenstände.

Der Rollator ist nicht konstruiert, um darauf zu sitzen. Er ist nur dafür geeignet, das Tablett und den Stoffkorb zu tragen. Der Korb dient zum Transport von leichten Gegenständen wie Obst, Näh- bzw. Strickutensilien, eine Thermosflasche oder ähnliches.

### Garantie:

Wir gewähren 2 Jahre Garantie. Korb, Seilzüge und Räder sind Verschleissteile und von der Garantie ausgenommen.

### Wie man den Rollator entfaltet.


(Siehe Bilder auf der Seite 2!)

1. Ziehen Sie die beiden schwenkbaren Räder des stehenden Rollators nach vorne

2. Schwenken Sie den Tablettrahmen nach hinten bis er einrastet


3. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungshaken eingerastet ist.

4. Lösen Sie die beiden Feststellschrauben an den Schiebegriffen, stellen Sie die für Sie optimale Höhe (bis max. STOP) ein und drehen Sie die Schrauben wieder fest.



### Funktionen der Bremse.

1. Position 1: Fahrbetrieb
2. Position 2: Bremsen
3. Position 3: Parkposition (Feststellbremse)



### Einstellen der Bremse.

1. Die Bremswirkung wird durch die Einstellschraube am Seilzug A eingestellt.

2: Drehen Sie zum Verstärken der Bremswirkung die Schraube in Richtung B, zum Verringern in Richtung B.

### Technische Daten:

Getestet nach ISO 11199-2 für ein max. Benutzergewicht von 100 kg.

Max. Breite 54 cm.

Gewicht 6,5 kg.

Griff höhenverstellbar von 83 bis 94 cm.

Tablettzuladung max 5 kg.

Korbzuladung max 3 kg.



**Wartung:**

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen gewährleisten eine sichere Funktion und einwandfreie Anwendung. Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt sind.

Eine Reparatur darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen nur original Zubehör- und Ersatzteile von Trust Care verwendet werden.

Entfernen Sie keine Bauteile vom Rollator und verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht von Trust Care zugelassen wurden, da sonst die sichere Funktion des Rollators nicht mehr gewährleistet ist.

Nutzen Sie den Rollator nicht in einer besonders heißen Umgebung, z.B. Sauna und nicht in einer feuchten Umgebung, z.B. Dusche. Halten Sie das Tablett von Hitzequellen wie einer Herdplatte fern.

Aus hygienischen Gründen wird eine regelmäßige Reinigung des Rollators und des Tablett empfohlen. Die Reinigung kann mit warmen Wasser und handelsüblichem Reinigungsmitteln (z.B. „Dax Alcogel“) erfolgen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer kompletten Liste geeigneter Reinigungsmittel und – Möglichkeiten.

**Vorbereitung für den Wiedereinsatz:**

Der Rollator let's go ist nach einer Aufbereitung für den Wiedereinsatz geeignet.

Trust Care empfiehlt vor dem Wiedereinsatz folgende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen:

Prüfen und kontrollieren Sie, ob alle Teile sicher und einwandfrei funktionieren. Defekte oder beschädigte Teile sollten ausgetauscht werden.

Alle Bauteile, die mit Haut in Kontakt kommen sollten desinfiziert werden.

Der Rollator sollte für eine komplette Desinfektion mit warmen Wasser und handelsüblichem Desinfektionsmittel, z.B. Dax Alcogel 85 behandeln.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer kompletten Liste geeigneter Reinigungsmittel und – Möglichkeiten.

**1. Indikation**

Für Gehtraining bei Krankheitszuständen oder Verletzungsfolgen mit Störung


des Bewegungsapparates und gleichzeitiger

Koordinations-/Gleichgewichtsstörung.

**2. Kontraindikationen**

Nicht bekannt





# Let's Go Out






# TRUST CARE

[www.trustcare.se](http://www.trustcare.se)

Trust Care  
Skrittgatan 8B  
21377 Malmö, Sweden  
Tel.: +46 40 15 61 20  
[info@trustcare.se](mailto:info@trustcare.se)



Rev003 Oct 2019