



Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd.
www.able2.uk
Able2 Iberia S.L.
www.able2.es



MADE IN
CHINA




Ningbo Shenyu Medical Equipment Co., Ltd.
NO.1318 West of Tanjialing Road, Yuyao City
Zhejiang Province, China



Sungo Europe B.V.
Olympisch stadion 24
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

Able2

Tabureta de ducha



COMPONENTES

- 1 x Asiento
- 2 x Patas (A+B)
- 5 x Tornillos

Por favor revise todos los elementos en busca de posibles grietas/roturas antes de usarlos.

Leer las instrucciones:


1. Coloque el asiento del taburete al revés sobre una superficie plana.
2. Coloque las patas (A) sobre el asiento y enrosque dos tornillos a través del los agujeros de las patas.
3. Coloque las patas (B) y enrosque dos tornillos fijando las dos patas al asiento.
4. Enrosque fuerte el tornillo central.
5. Para ajustar la altura presione el botón de ajuste y mueva la pata hasta la altura deseada.

Mantenimiento:

Limpie con jabón suave y seque completamente.

Asegúrese de que las patas están ajustadas a la misma altura. Los botones de ajuste de altura deben sobresalir totalmente a través del orificio de ajuste de cada extensión de la pata.

Banco para duche



PARTES

- 1 x Assento
- 2 x Pernas (A+B)
- 5 x Parafusos

Por favor, inspecione se existem algum buraco ou rachaduras antes de usar.

Ler as intruções:

1. Ponha o assento de cima para baixo, numa superfície plana.
2. Ponha as pernas (A) sobre o assento e aperte os dois parafusos nos buracos das pernas.
3. Ponha as pernas (B) sobre o assento e aperte os dois parafusos, fixando as pernas ao assento.
4. Ponha e aperte o parafuso central.
5. Para ajustar a altura, por favor puxar o botão de ajustamento e mova a perna até à altura desejada.

Manutenção:

Limpe com sabão neutro e seque bem.

Certifique-se que as pernas são ajustados para a mesma altura. Os botões de ajuste de altura deve estender completamente o buraco de reajuste de cada extensão da perna.


Shower stool



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Shower stool



PARTS

- 1 x seat
- 2 x frames (A+B)
- 5 x handscrews

Please inspect all parts carefully for cracks/breaks prior to use.

User Instructions:


1. Place the seat upside down on a flat surface.
2. Place leg frame (A) and tighten two screws into the holes on the leg frame.
2. Place leg frame (B) and tighten two screws, fixing both leg frames to the seat.
3. Place and tighten the center screw.
4. To adjust height, push adjustment button in and line up with desired hole.

Care and Maintenance:

Clean with mild cleanser, wipe dry.

Make sure all legs are adjusted to the same height. Snap buttons must fully protrude through the adjustment hole of each leg extension to ensure a positive lock.

Douchekruk



ONDERDELEN

- 1 x zitting
- 2 x onderstel (A+B)
- 5 x schroeven

Controleer alle onderdelen nauwkeurig op scheuren / breuken vóór gebruik.

Gebruiksaanwijzing:


1. Plaats de zitting ondersteboven op een vlakke ondergrond.
2. Plaats het onderstel (A) en monteer twee schroeven.
3. Plaats het onderstel (B) en monteer twee schroeven zodat beide poten aan de zitting worden bevestigd.
4. Monteer de middelste schroef.
5. Om hoogte in te stellen, de verstelknop indrukken en op het gewenste gat uitlijnen.

Verzorging en onderhoud:

Reinigen met een mild reinigingsmiddel, droog afvegen.

Controleer of alle poten op gelijke hoogte zijn ingesteld. Verstelknoppen moeten volledig door het verstelgat van elke uitschuifbare poot uitsteken om een positieve vergrendeling te garanderen.

Tabouret de douche



PIÈCES

- 1 x siège
- 2 x cadres (A+B)
- 5 x vis

Avant l'utilisation, veuillez contrôler toutes les pièces quant à l'absence de fissures/cassures.

Montage:


1. Placez le siège à l'inverse sur un sol plat.
2. Placez les pieds du cadre (A) et fixez les deux vis.
3. Placez les pieds du cadre (B) et fixez les deux vis de façon que les pieds soient attachés au siège.
4. Fixez la vis centrale.
5. Pour régler la hauteur, appuyez le bouton de réglage et choisissez le trou souhaité.

Nettoyage et entretien:

Nettoyer avec un détergent doux, puis sécher soigneusement.

Veiller à ce que tous les pieds soient réglés à la même hauteur. Le bouton doit être entièrement sorti du trou pour chaque pied, afin que tous les pieds soient solidement verrouillés.

Duschhocker



TEILE

- 1 x Sitz
- 2 x Gestell (A+B)
- 5 x Schrauben

Bitte prüfen Sie alle Teile sorgfältig auf Risse / Bruchstellen vor der Verwendung.

Bedienungsanleitung:

1. Legen Sie den Sitz umgekehrt auf eine ebene Fläche
2. Die Beine des Gestells (A) anbringen und montieren Sie zwei Schrauben.
3. Die Beine des Gestells (B) anbringen und montieren Sie zwei Schrauben, so dass beide Beine am Sitz befestigt werden.
4. Die mittlere Schraube montieren.
5. Zur Höheneinstellung, Einstellknopf eindrücken und auf dem gewünschten Loch ausrichten.

Pflege und Wartung:

Reinigen mit mildem Reinigungsmittel, trocken wischen.

Sicherstellen, dass alle Beine auf der gleichen Höhe eingestellt sind. Druckknöpfe müssen vollständig durch das Einstelloch von jedem Beinausleger herausragen, um einen Formschluss zu gewährleisten.