



PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



- 1 Monte as peças da moldura inferior da cama (A), (B), e (C) com botões de mola. Para uma montagem correta, assegure-se de que todos os botões de mola passam pelo orifício da moldura e que ouve um "clique". Aperte as peças (B) e (C) ao mesmo tempo, girando o anel de plástico (D).
- 2 Insira as molduras (B) nos pés de suporte (E).
- 3 Fixe o trilho de suporte (F) à estrutura da cama e aos pés de suporte.

INSTRUÇÕES DE AJUSTE



Certifique-se de que os botões estão corretamente alinhados. Os botões devem sobressair completamente através do orifício de ajuste para garantir um bloqueio eficaz.

INSTRUÇÕES DE UTILIZADOR Os trilhos laterais têm a finalidade de auxiliar no movimento de rotação e reposicionamento dentro da cama e não se destinam a ser utilizados para fins de imobilização.

Este produto pode ser usado como auxiliar no equilíbrio e apoio ao entrar e sair da cama. Este produto NÃO é concebido para suportar o peso total do seu utilizador.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO Verifique periodicamente se todos os botões de pressão estão firmemente apertados e se os anéis de aperto estão bem presos.


ATENÇÃO Assegure-se de que as barras laterais estão bem fixadas antes de usar.

RISCO DE LESÕES GRAVES Indivíduos com limitações físicas que não conseguem deixar de girar ou de sair da cama podem necessitar de outros meios de posicionamento seguros.

A grade de protecção para cama pode ser danificada se for exercido um peso excessivo sobre ela.


! Por favor, verifique todas as peças cuidadosamente para detectar fissuras/quebras antes de usar. **!** Peso máximo do utilizador: 114 kg

Home Bed Rail Home Bed Rail




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS



- 1 Assemble underbed frame parts (A), (B), and (C) with spring buttons. For positive assembly, be sure all spring buttons pop through the frame hole and you hear a "click". Tighten parts (B) and (C) together by twisting plastic ring (D).
- 2 Insert frames (B) into support rail legs (E).
- 3 Attach support rail (F) to underbed frame and support rail legs.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS



Be sure push buttons are aligned equally. Push buttons must fully protrude through the adjustment hole to ensure a positive lock.

USER INSTRUCTIONS Side rails are for the purpose of aiding in turning and repositioning within the bed and are not intended to be used for restraint purposes.

This product can be used as an aid in balance and support when getting in and out of the bed. This product is NOT designed to support the total weight of the user.

CARE INSTRUCTIONS Periodically check that all push buttons are securely engaged and tightening rings are tight.

ATTENTION Make sure side rails are secured properly before use.

RISK OF SERIOUS INJURY Individuals with physical limitations who cannot prevent themselves from rolling or climbing out of the bed may require other means of safe positioning.

Side rails may be damaged if excessive pressure is placed on them.

! Please inspect all parts carefully for cracks/breaks prior to use. **!** Maximum user weight: 114 kg

Valentine International Ltd. Taiwan
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C

EC REP

Y. Sung Handelsvertretung
Duesselthaler Str. 24
40211 Duesseldorf Germany

CE MADE IN TAIWAN

Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd.
www.able2.eu
Able2 Iberia S.L.
www.able2.es

